

Catálogo de produtos

# Ceras





# KIT CERA

**4 Cores**

**Cera Multicolor.** Para enceramento progressivo, fazendo o formato do dente modelando com a cera, nas cores azul, verde, vermelha e amarela.

**Pote com 20 bastões.**



**Cera Pegajosa**

**Cera multifuncional.** Utilizada para unir e estabilizar temporariamente peças e soldar.  
**Pote com 20 bastões**



**Cera Articulação**

**Cera macia.** Usada para alívio de contatos prematuros ou retenções na moldagem.  
**Caixa com 5 lâminas**



**Cera Ortodôntica**

**Cera flexível.** Proteção eficaz, evita ferimentos causados pelo aparelho.

**Caixa com 20 bastões**





# CERA

## Plana nº 7

**Cor branca ou rosa.**

Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.

**Caixa com 18 lâminas ou caixa com 140 lâminas**



## Cera Plana nº 9

**Cor rosa.**

Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.

**Caixa com 18 lâminas**



## Cera Periférica nº 6

**Cor azul ou branco.**

Evita ferimentos causados pelo aparelho.

**Pote com 40 bastões**



## Cera Periférica nº 7

**Cor rosa.** Evita ferimentos causados pelo aparelho.

**Pote com 28 bastões**



## Cera Utilidade

**Cera macia com boa adesão.**

Pode ser refundida sem perder as propriedades e auxilia na elaboração de próteses dentárias.

**Caixa com 5 lâminas**





# BLOCO

## para Escultura Micro - Branco

**Cera com corte fácil, não quebradiço.**

Ideal para criar esculturas de enceramento regressivo, muito usada em odontologia e joalheria. Oferece um excelente acabamento, permitindo ajustes precisos e detalhados sem esforço, garantindo um resultado final suave e de alta qualidade. **Caixa com 10 blocos.**



## Bloco para Escultura Macro - Marrom e Branco



**Cera para enceramento regressivo.** Fácil de cortar, não é quebradiço e possui excelente acabamento.

**Caixa com 12 blocos**

## Cera Escultura Roach

**Cera Roach para escultura de armação de PPR.**

Blocos disponíveis nas cores: Azul, Vermelho ou Verde.

**Bloco de 170g**





# SOLV-CERA

**Líquido**

**Dissolvente de cera.** Remove e ajuda na remoção de ceras incrustadas e gorduras na confecção de próteses com muito mais rapidez. Solução pronta. **Frasco com 500ml**



**Redutor de Tensão Superficial**



**Aplicado sobre os modelos em cera.** Desenvolvido para moldagens, facilita o escoamento do gesso e evita porosidades. **Frascos com 100ml, 500ml ou 1L**

**Cera Prótese Fixa Regular - Lata**

**Cera para escultura.**

Com propriedades plásticas e elásticas, permite esculpir por adição e subtração de cera. Nas cores verde ou azul.

**Lata com 45g**



**Cera Prótese Fixa Regular - Bastão**

**Cera para escultura.**

Com propriedades plásticas e elásticas, permite esculpir por adição e subtração de cera. Cor azul.

**Pote com 12 Bastões**

