

Catálogo de produtos

Clínica



PASTA

Profilática - morango

Para uso profissional. Indicada nos procedimentos de limpeza, manchas, remoção de detritos, placas bacterianas e polimento.
Bisnaga: 90g



Óxido de zinco

Agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.
Pote 50g

Eliplac

Solução evidenciadora da placa bacteriana.
Frasco 10ml



Revelacárie

Solução ou Gel. Localiza e possui boa identificação visual da cárie.
Solução: frasco 10ml
Gel: 2 seringas de 3g



Eugenol

Utilizado em aplicações como cimento cirúrgico, Multi-uso utilizado em diversas aplicações.
Frasco 20ml

Eucaliptol

Atividade anti-bacteriana, causa pouca irritação e propõe sensação de calor.
Frasco 10ml



Atac Acid Gel

Ácido fosfórico 37%. Indicado no condicionamento do esmalte e dentina.
Blister: 2 seringas de 2,5g



ENDO PTC

Em creme

Desenvolvido e testado para o preparo químico do canal, auxiliando na instrumentação dos canais radiculares permitindo que esta se desenvolva de maneira suave e rítmica facilitando a remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar.

Pote 25g



Acitricum

Ácido cítrico 10%. Para canais radiculares e endodônticos, material para desinfecção e obturação de canal radicular.

Frasco 100ml



Óleo cítrico - Laranja

Super solvente. Utilizado no tratamento endodôntico como solvente dos cones de gutta-percha e dos cimentos obturadores.

Frasco 10ml



Deterjol

Solução de Detergente, para irrigação dos canais radiculares.

Frasco 250ml





SOLUÇÃO

De Milton - 1% teor de Cloro

**Solvente clareador, desodorizante e com ação antibacteriana. Hipoclorito de sódio 1%.
Galão 5L - Frasco 1L - Frasco 100ml**



Soda Clorada (labarraque)

Solvente clareador.
Baixa tensão, alta ação
e ação anti-bacteriana.
Hipoclorito de sódio 2,5%.
Frasco 1L



Líquido de Dakin

Desinfetante e Antiséptico.
Fungicida. Possui ação
anti-bacteriana.
Hipoclorito de sódio 0,5%.
Frasco 1L





CLAVE CLEAN

Limpeza das tubulações de autoclave

Remove depósitos orgânicos minerais, desincrustando câmaras, válvulas e tubulações.

Pote 30g



Aço Inox Clean

Para inox.

Emulsão lubrificante para articulações. Limpa e adiciona brilho no instrumental de inox.

Frasco 1L ou Galão 5L



Solvente Alginato

Super solvente. Utilizado no tratamento endodôntico como solvente dos cones de gutta-percha e dos cimentos obturadores.

Frasco 1L ou Galão 5L



Steel Clean

Limpeza e recuperação de instrumental de inox, que esteja manchado devido ao excesso de calor.

Frasco 500ml



Bicarbonato DE SÓDIO

Alta pureza e granulometria super fina que proporciona jateamento amplo para profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana. Um dos produtos campeão de venda.

Pote 250g ou Caixa com 15 Sachês 40g

Sabores: morango, menta ou natural



Edta Trissódico

Não escorre.
Facilita a instrumentação endodôntica e condiciona a raiz dentinária.

Frasco 20ml



Pedra Pomes

Extra Fina.
Especial para profilaxia, uso odontológico.

Frasco 100g

Adere Prótese

Creme adesivo para dentaduras.
Evita o desconforto e o desenvolvimento de bactérias que causam o mal hálito.
Caixa com 1 Bisnaga 40 g



Edta Gel 24%

Não escorre.
Sendo útil na instrumentação endodôntica e descontaminação da superfície radicular.
Blister com duas Seringas de 3g + bicos

