

Catálogo de produtos

Ceras

ASFER QUÍMICA

KIT CERA



4 Cores

Cera Multicor. Para enceramento progressivo, fazendo o formato do dente modelando com a cera, nas cores azul, verde, vermelha e amarela.
Pote com 20 bastões.



Cera Ortodôntica

Cera flexível. Proteção eficaz, evita ferimentos causados pelo aparelho.
Caixa com 20 bastões

Cera Pegajosa

Cera multifuncional.
Utilizada para unir e estabilizar temporariamente peças e soldar.
Pote com 20 bastões



Cera Articulação

Cera macia. Usada para alívio de contatos prematuros ou retenções na moldagem.
Caixa com 5 lâminas



ASFER QUÍMICA

CERA

Plana nº 7

Cor branca ou rosa.
Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.
Caixa com 18 lâminas ou caixa com 140 lâminas



Cera Plana nº 9

Cor rosa.
Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.
Caixa com 18 lâminas



Cera Periférica nº 6

Cor azul ou branco.
Evita ferimentos causados pelo aparelho.
Pote com 40 bastões



Cera Periférica nº 7

Cor rosa. Evita ferimentos causados pelo aparelho.
Pote com 28 bastões



Cera Utilidade

Cera macia com boa adesão.
Pode ser refundida sem perder as propriedades e auxilia na elaboração de próteses dentárias.
Caixa com 5 lâminas



ASFER QUÍMICA

BLOCO

para Escultura Micro - Branco

Cera com corte fácil, não quebradiço.
Ideal para criar esculturas de enceramento regressivo, muito usada em odontologia e joalheria. Oferece um excelente acabamento, permitindo ajustes precisos e detalhados sem esforço, garantindo um resultado final suave e de alta qualidade. **Caixa com 10 blocos.**



Bloco para Escultura Macro - Marrom e Branco



Cera para enceramento regressivo. Fácil de cortar, não é quebradiço e possui excelente acabamento.
Caixa com 12 blocos

Cera Escultura Roach

Cera Roach para escultura de armação de PPR.
Blocos disponíveis nas cores: Azul, Vermelho ou Verde.
Bloco de 170g



ASFER
QUÍMICA

SOLV-CERA

Líquido

Dissolvente de cera. Remove e ajuda na remoção de ceras incrustadas e gorduras na confecção de próteses com muito mais rápidez. Solução pronta. **Frasco com 500ml**



Redutor de Tensão Superficial



Aplicado sobre os modelos em cera. Desenvolvido para moldagens, facilita o escoamento do gesso e evita porosidades.
Frascos com 100ml, 500ml ou 1L

Cera Prótese Fixa Regular - Lata

Cera para escultura.
Com propriedades plásticas e elásticas, permite esculpir por adição e subtração de cera. Nas cores verde ou azul.
Lata com 45g



Cera Prótese Fixa Regular - Bastão

Cera para escultura.
Com propriedades plásticas e elásticas, permite esculpir por adição e subtração de cera. Cor azul.
Pote com 12 Bastões



ASFER QUÍMICA