DESCRITIVO TÉCNICO PARA LICITAÇÃO 2025

VERSÃO: JUNHO/26

DADOS DO FABRICANTE: ASFER QUIMICA LTDA

CNPJ: 04.798.379/0001-88 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

ALAMEDA ARAGUAIA, 180 BAIRRO: SANTA MARIA

CEP: 09.560-580 - SÃO CAETANO DO SUL SP

FONE: +55 11 42 22-3140 - WHATS: 11 97152-5720

WWW.ASFER.IND.COM.BR vendas@asfer.ind.br

ACITRICUM Desinfetante para endodontia	
NOME:	**SOLUÇÃO DE ÁCIDO CITRICO A 10%**
Classificação / Descrição:	MATERIALPARA DESINFECÇÃOE OBTURAÇÃO DE CANAL RADICULAR. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	SOLUÇÃO DE ÁCIDO CITÍCO 10% EM ÁGUA DEIONIZADA E CONSERVANTE.
Embalagem	FRASCO DE 100 ML. ACESSÓRIOS: 01 SERINGA E 10 PONTAS ENDOCAPILARES.
Prazo de Validade	18 MESES
Registro ANVISA:	80117920024
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal
AÇO INOX CLEAN Lubrificante	
NOME:	**AÇO INOX CLEAN**
Classificação / Descrição:	EMULSÃO LUBRIFICANTE, A LUBRIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS AJUDA A MANTELOS LIMPOS, EVITANDO O ACÚMULO DE MINERAIS E PROTEÍNAS PERMITINDO UMA LIMPEZA MAIS EFICAZ COM DETERGENTE. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	EMULSIFICANTE NÃO IONICO, ÓLEO MINERAL, ÁGUA TRATADA, ANTI-OXIDANTE
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES
Notificado: ANVISA	25351.359607/2014-58

VOXILON AN 2% Desinfetante alto nível	
NOME:	**ÁCIDO PERACÉTICO VOXILON AN 2%**
Classificação/ Descrição:	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL À BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO, INDICADO PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA EM ÁREAS CRÍTICAS COMO SAÚDE, ODONTOLOGIA, LABORATÓRIOS E INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
Apresentação:	PRONTOPARA USO NA CONCENTRAÇÃO DE 0,2% OU NA FORMA CONCENTRADA PARA DILUIÇÃO, CONFORME NECESSIDADE DE APLICAÇÃO.
Composição:	ÁCIDO PERACÉTICO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO ACÉTICO E ESTABILIZANTES.
Embalagem	1 LITRO
Prazo de Validade	24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. (APÓS ABERTO E EM USO, A SOLUÇÃO PODE SER UTILIZADA POR ATÉ 40 DIAS)
Notificado: ANVISA	3.2421.0007

FITATEST ÁCIDO PERACÉTICO	
NOME:	**THECH-TEST (INDICADOR DE ÁCIDO PERACÉTICO)**

Classificação/ Descrição:	MÉTODO DE MONITORAMENTO SEMIQUANTITATIVO DESENVOLVIDO PELA THECH DESINFECÇÃOPARA MEDIR A CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO DE FORMA RÁPIDA E SEGURA
Apresentação:	DETERMINAR SE A SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO ESTÁ NA CONCENTRAÇÃO ADEQUADA PARAUSO (COMO EM PROCESSOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO) OU VERIFICAR A REMOÇÃO TOTAL DE RESÍDUOS APÓS O ENXÁGUE.
Composição:	UMATIRA DE MATERIAL PLÁSTICO (POLIPROPILENO) DE APROXIMADAMENTE 0,2 MM DE ESPESSURA.
Embalagem	30 FITAS
Prazo de Validade	24 MESES
Notificado: ANVISA	ISENTO

ADERE PROTESE Adesivo para dentaduras	
NOME:	**ADERE PRÓTESE – CREME**
Classificação/ Descrição:	CREME ADESIVO PARA DENTADURAS, EVITA O DESCONFORNTO AO UTILIZAR A DENTADURA. UM FILME ISOLANTE QUE AJUDA IMPEDIR A ENTRADA DE ALIMENTOS ENTRE A DENTADURA E A GENGIVA,EVITANDO ODESCONFORTO E ODESENVOLVIMENTO DE BACTÉRIAS QUE CAUSAM O MAL HÁLITO. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	CREME
Composição:	SAIS DE SÓDIO/CALCIO DE POLIMETILVINILETER/ÁCIDO MALEICO), CARBOXI METIL CELULOSE, CORANTE VERMELHO ERITROZINA CI45430, ÓLEO MINERAL E VASELINA.
Embalagem	BISNAGA 40 GRAMAS.
Prazo de Validad e	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920015
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ÁGUA DEIONIZADA Quimicamente pura e isenta de sais solúveis.	
NOME:	**ÁGUA DEIONIZADA**
Classificação/ Descrição:	ÁGUAPURIFICADA PELO PROCESSO DE TROCA DE ÍONS, ISENTA DE SAÍS SOLÚVEIS, NÃOINJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL. ATENDE AS MESMASFINALIDADES QUE A ÁGUA DESTÍLADA, PORÉM SEU USO SE ESTENDE A FINALIDADE E OU PROCESSO QUE EXIGE UMA ÁGUA PURIFICADA QUE PASSOU PELO PROCESSO DE DEIONIZAÇÃO.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS, LÍMPIDA, INCOLOR, INODORA. **CONDUTIVIDADE DE 0 A 4,3 US/CMA**
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS.
Prazo de Validade	18 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ÁGUA DESTILADA Para esterilização em autoclave	
NOME:	**ÁGUA DESTILADA**
Classificação/ Descrição:	UTILIZADAPARAA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PARA AUMENTAR A VIDAÚTIL DA AUTOCLAVE, POIS NÃO DEIXA RESÍDUOS E NÃO ESCURECE A CUBA, POR SER PURA.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	QUIMICAMENTE PURA, ISENTA DE SAIS SOLÚVEIS, LÍMPIDA, INCOLOR, INODORA. **CONDUTIVIDADEDE 0 A 4,3 US/CMA**
Embalagem	EMBALAGEM COM 1 GALÃO 5 LITROS;
Prazo de Validade	18 MESES
Registro ANVISA:	ISENTO CONFORME PROCESSO 25341.059246-2003-90
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ÁLCOOL 99° GL Álcool etílico anidro	
NOME:	**ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 99° GL**
Classificação/ Descrição:	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO 99° GL. É DESTINADO ALIMPEZA EM GERAL. ASSISTÊNCIA A SAÚDE. POSSUI AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS ENVELOPADOS (POR EX. H1N1) MICROBACTÉRIAS E FUNGOS. UTILIZADO COMODESINFETANTES E ANTISSÉPTICOS.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ÁLCOOL
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	303204.0
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ÁLCOOL 96° GL Álcool etílico HIDRATADO	
NOME:	**ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 99° GL**
Classificação/ Descrição:	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 96° GL. É DESTINADO ALIMPEZA EM GERAL. ASSISTÊNCIA A SAÚDE. POSSUI AÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, VÍRUS ENVELOPADOS (POR EX. H1N1, CORONA VIRUS), MICROBACTÉRIAS E FUNGOS. UTILIZADO COMO DESINFETANTES E ANTISSÉPTICOS.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ÁLCOOL, ÁGUA
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	303204.0
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70 INPM Álcool em gel	
NOME:	**ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70 INPM**
Classificação/ Descrição:	GEL ANTISSÉPTICO É UM GEL INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO IMEDIATA DAS MÃOS, AJUDANDO A ELIMINAR GERMES E BACTÉRIAS. NÃO RESSECA A PELE. ESPECIALMENTE FÓRMULA COM HIDRATANTE PROPORCIONA MACIES E HIDRATAÇÃO DA PELE. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	GEL
Composição:	ÁLCOOL 70 INPM, CARBOMERO, PROPILENOGLICOL, METILPARABENO, ÁGUA, ISOPROPALONAMINA, ALCOOL ISOPROPÍLICO, EXTATO DE BABADENSIS.
Embalagem	FRASCO DE 85G OU COM PUMP 440G OU COM PUMP 880G OU GALÃO DE 4400KG
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	240000005
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

ATAC ACID GEL Condicionador ácido de dentina e de esmalte	
NOME:	**ATAC ACID GEL**
Classificação / Descrição:	CONDICIONADOR DE DENTINA E ESMALTE A BASE DE ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO 37%.
Apresentação:	GEL
Composição:	ÁCIDOORTO-FOSFÓRICO 37%, ESPESSANTE, CORANTE AZUL E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	2 SERINGAS COM 3G E 2 BICOS APLICADORES METÁLICOS AUTOCLAVÁVEIS
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920017
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

BICARBONATO DE SÓDIO Removedor mecânico da placa bacteriana	
NOME:	**BICARBONATO DE SÓDIO**
Classificação / Descrição:	INDICADO PARA USO PROFILÁTICO ODONTOLÓGICO
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	BICARBONATO DE SÓDIO (NaHCO3) PASSADO PELA MALHA 74 µm
Embalagem	POTE CONTENDO:250G OU CAIXA COM 15 SACHÊS 40G,NOS SABORES MORANGO OU MENTA OU NATURAL
Prazo de validade	24 meses
Registro ANVISA:	80117920021
Relatório de análise	Segue junto com a nota fiscal

BORAX Polidor	
NOME:	**BORAX**
Classificação/ Descrição:	UTILIZADOPARA FUNDIÇÃO DE METAIS. RETIRA IMPUREZAS DURANTE A FUNDIÇÃO, AJUDA NA FUSÃO BAIXANDO A TEMPERATURA DA MESMA. UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃOPARA DAR BRILHO NO MOLDE DE GESSO ORTODÔNTICO.
Apresentação:	PÓ CRISTALINO
Composição:	BORATO DE SÓDIO.
Embalagem	POTE DE 100G OU SACO DE 1KG
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	ISENTO
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

BRANCO DE ESPANHA Pó abrasivo para profilaxia	
NOME:	**BRANCO DE ESPANHA**
Classificação/ Descrição:	ESPECIAL PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA. PÓ ABRASIVO FINAMENTE DIVIDIDO.DUREZA RELATIVA E BAIXA. INDICADO PARAPOLIMENTO DE ESMALTES, RESTAURAÇÃO EM OURO, AMÁLGAMA E RESINAS.
Apresentação:	PÓ
Composição:	CARBONATO DE CÁLCIO.
Embalagem	POTE DE 100G OU SACO DE 1KG
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920016
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CADINHOS CORDIERITA Para fundição de ligas	
NOME:	**CADINHOCORDIERITA N°2 – TIPO BERÇO – COM FRISO**
Classificação/ Descrição:	PARA FUNDIÇÃO DE LIGAS METÁLICAS E BAIXA DILATAÇÃO. RESISTENTE AO CHOQUE TERMICO DE ALTAS TEMPERATURAS. AMANEIRAMAIS RÁPIDA EECONÔMICA DE PRODUZIR UMA PRÓTESE ODONTOLÓGICA METÁLICA É ATRAVES DO PROCESSO DE FUNDIÇÃO.
Apresentação:	CADINHO CORDIERITA N*2.0 TIPO BERÇO.
Composição:	ARGILA, CAULIM, TALCO E CHAMOTE.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA COM 12 UNIDADES.
Prazo de Validade	INDETERMINADA
Aut.func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA DE ARTICULAÇÃO Auxiliar na elaboração de prótese dentárias	
NOME:	**CERA DE ARTICULAÇÃO**
Classificação / Descrição:	AUXILIA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E AJUSTE DE MODELOS NO ARTICULADOR; ALÍVIOS DE CONTATOS PREMATUROS OU RETENÇÕES NA MOLDAGEM
Apresentação:	LÂMINAS
Composição:	PARAFINA, RESINA SINTÉTICA E NATURAL, ÓLEO MINERAL E CORANTE
Embalagem	CAIXA COM 05 LÂMINAS NA COR AMARELA
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920011
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CERA UTILIDADE Cera odontológica para confecção de roletes para oclusão para elaboração de prótese dentária	
NOME:	**CERA UTILIDADE**
Classificação / Descrição:	CERA UTILIDADE E AJUSTES DE MOLDEIRAS E MODELO EM ARTICULADOR. AUXILIA NA ELABORAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA.
Apresentação:	LÂMINAS
Composição:	PARAFINA, RESINA SINTÉTICA E NATURAL E CORANTE
Embalagem	CAIXA COM 05 LÂMINAS NA COR ROSA
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920011
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CERA BLOCO PARA ESCULTURA MACRO (MARROM OU BRANCO MARFIM) Cera para enceramento regressivo.	
NOME:	**CERA BLOCO PARA ESCULTURA MACRO**
Classificação / Descrição:	PARA ESCULPIR ESCULTURAS DE ENCERAMENTO REGRESSIVO; FÁCIL DE CORTAR; NÃO É QUEBRADIÇO; POSSUI EXCELENTE ACABAMENTO.
Apresentação:	BLOCO
Composição:	PARAFINA, BREU, CARNAÚBA E ANILINA.

Embalagem	CAIXA COM 12 BLOCOS
Prazo de Validade	24 MESES.
Aut.func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA BLOCO PARA ESCULTURA MICRO (BRANCO MARFIM) Cera para enceramento regressivo.	
NOME:	**CERA BLOCO PARA ESCULTURA MICRO**
Classificação / Descrição:	PARAESCULTURAS DE ENCERAMENTO REGRESSIVO; FÁCIL DE CORTAR;NÃO É QUEBRADIÇO; POSSUI EXCELENTE ACABAMENTO.
Apresentação:	BLOCO
Composição:	PARAFINA, CERA NATURAL E ÓLEO MINERAL.
Embalagem	CAIXA COM 10 BLOCOS
Prazo de Validade	24 MESES.
Aut.func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA ESCULTURA ROACH Bloco de Cera	
NOME:	**BLOCO DE CERA ESCULTURA ROACH**
Classificação / Descrição:	PARAESCULTURA DE ARMAÇÃO DE PPR
Apresentação:	DISPONÍVEIS NAS CORES: AZUL OU VERMELHA OU VERDE.
Composição:	CERA DE ABELHA, CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA E ANILÍNA.
Embalagem	BLOCO DE 170G.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	PRODUTO NÃOCORRELATO DE ACORDOCOM A ANVISA RESOLUÇÃO RDCN° 260

CERA ORTODÔNTICA Indicada para colocação no amarrilho e braquete dos aparelhos fixos. (Produto não tóxico)	
NOME:	**CERA ORTODÔNTICA**
Classificação/ Descrição:	CERA PARA PROTEÇÃO DOS AMARILHOS ORTODÔNTICA BRANCA. POR SER TRANSPARENTE, NÃO É PREJUDIAL À ESTETICA. FLEXÍVEL MACIA PROTEÇÃO EFICAZ, EVITA FERIMENTO CAUSADO PELO APARELHO.
Apresentação:	BASTÃO
Composição:	PARAFINA, ÓLEO MINERAL E BREU.
Embalagem	CAIXA COM 20 BASTÕES.
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920011
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CERA PEGAJOSA EM BASTÕES Cera	
NOME:	**CERA PEGAJOSA**
Classificação/ Descrição:	MULTIFUNCIONAL, UTILIZADA PARA UNIR E ETABILIZAR TEMPORARIAMENTE PEÇAS A SOLDAR. MISTURA ENTRE CERA BRANCA DE ABELHAS E RESINA PROCEDENTE DA SEIVA DE ALGUMAS ARVORES. UTILIZADAPARAUNIR E ESTABILIZAR TEMPORARIAMENTE PEÇAS A SOLDAR. MULTIFUNCIONAL. QUANDO SE TRATA DE UNIR, COLAR, PRENDER OU CONECTAR.
Apresentação:	CERADISPONÍVEL POR POTE COM 20 BASTÕES NA COR NATURAL.
Composição:	CERA DE ABELHA, CERA DE CARNAUBA E PARAFINA.
Embalagem	POTE COM 20 BASTÕES.

Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA 4 CORES TÉCNICA ENCERAMENTO PROGRESSIVO Escultura para Enceramento Progressivo	
NOME:	**CERA 4 CORES TÉCNICA ENCERAMENTO PROGRESSIVO**
Classificação / Descrição:	MULTICORES. PARA ENCERAMENTO PROGRESSIVO, FAZENDO O FORMATO DO DENTE MODELANDO COM A CERA.
Apresentação:	CERADISPONÍVEL POR POTE: 5 BASTÕES NA COR AZUL, 5 BASTÕES NA COR VERDE, 5 BASTÕES NA COR VERMELHA E 5 BASTÕES NA COR AMARELA.
Composição:	CERA DE ABELHA, CERA DE CARNAÚBA, PARAFINA E ANILINA.
Embalagem	POTE COM 20 BASTÕES.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA PRÓTESE FIXA REGULAR – LATA Cera	
NOME:	**CERA ESCULTURA PRÓTESEFIXA**
Classificação/ Descrição:	CERA PARA ESCULTURA COM PROPRIEDADES PLÁSTICAS E ELASTICAS. DEVIDO SUAS PROPRIEDADES PLÁSTICAS E ELÁSTICAS,ELA PERMITE ESCULPIR TANTO PELA METODOLOGIA POR ADIÇÃO DE CERA COMO POR SUBTRAÇÃO DE CERA. TOTALMENTE CALCINÁVEL, ELA É EMPREGADA PARAO PROCEDIMENTO CHAMADO DE CERA PERDIDA.
Apresentação:	NASCORES VERDE OU AZUL.
Composição:	PARAFINAS, ANILINA, CERA DE CARNAÚBA E ABELHA.
Embalagem	LATA COM 45G.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

CERA PLANA SETE COR ROSA OU BRANCA Usada para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.	
NOME:	**CERA PLANA SETE COR ROSA OU BRANCA**
Classificação / Descrição:	PARAREGISTRO DE MORDIDA, USADA EM MOLDAGENS DE OCLUSÃO INICIAL OU PRIMEIRA TOMADA DE MORDIDA.
Apresentação:	LÂMINA
Composição:	PARAFINA, RESINA SÍNTETICA E NATURAL, ÓLEO MINERAL E CORANTE.
Embalagem	CERA PLANA SETE COR BRANCA (18 LÂMINAS), CERA PLANA SETE COR ROSA (18 LÂMINAS). OU CERA SETE COR BRANCA (140 LÂMINAS) OU CERA SETE COR ROSA (140 LÂMINAS).
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920011
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CERA PLANA NOVE – COR ROSA Usada para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.	
NOME:	**CERA PLANA NOVE – COR ROSA**
Classificação / Descrição:	PARAREGISTRO DE MORDIDA, USADA EM MOLDAGENS DE OCLUSÃO INICIAL OU PRIMEIRA TOMADA DE MORDIDA.
Apresentação:	LÂMINAS
Composição:	PARAFINA, RESINA SÍNTETICA E NATURAL, ÓLEO MINERAL E CORANTE.
Embalagem	CERA PLANA ROSA (18 LÂMINAS).
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920011
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

CLAVE CLEAN Desincrustante para Autoclave	
NOME:	**CLAVE CLEAN**
Classificação/ Descrição:	UTILIZADO PARA RETIRADA DE MATERIAIS (ORGÂNICOS/INORGÂNICOS) RESIDUAIS PROVENIENTES DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. ATUA COMO DESINCRUSTANTE DA CÂMARA, VÁLVULAS E TUBULAÇÕES DE AUTOCLAVES. REMOVE DEPÓSITOS ORGÂNICOS MINERAIS. DILUÍDO EM ÁGUA DESTILADA. TAMBÉM PODE SER APLICADO EM PANO E LIMPAR AS PARTES DA CUBA, BANDEJA ETC. LIMPEZA PODE SER REALIZADA MANUALMENTE OU POR PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	ÁCIDOORGÂNICO SINTÉTICO 79,5%
Embalagem	POTE DE 30G
Prazo de Validade	24 MESES
Notificado ANVISA:	25351.636932/2009-82

DETER ASFER Detergente neutro para limpeza de materiais hospitalares	
NOME:	**DETER ASFER**
Classificação / Descrição:	DESTINADO À LIMPEZA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, BEM COMOPISOS E PAREDES. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO VISCOSO
Composição:	ÁCIDO SULFÒNICO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, EMOLIENTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, ALCALINIZANTE E VEÍCULO.

Embalagem	FRASCO 1 LITRO. GALÃO DE 5 LITROS OU 20 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES
Notificado ANVISA:	25351.521131/2015-61
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

DETERJOL Solução detergente para irrigação de canais radiculares	
NOME:	DETERJOL
Classificação/ Descrição:	INDICADO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, E EXCELENTE AUXILIAR NA INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA. USADO TANTO ISOLADAMENTE COMO ASSOCIADO A OUTRAS SUBSTÂNCIAS COMO FURACIN, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, SODA CLORADA OU E.D.T.A. USADO TAMBÉM EM DENTÍSTICA PARALIMPEZA FINAL DE CAVIDADES.' (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	LAURIL SULFATO DE SÓDIO 2,0mg E ÁGUADEIONIZADA Q.S.P.1ml.
Embalagem	FRASCOCOM 250ML
Prazo de Validade	24 MESES
Registro Anvisa	80117920019
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

DETERGENE EMZIMÁTICO 3 ENZIMAS. Limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios	
NOME:	**DETERGENTEENZIMÁTICO3 ENZIMAS**
Classificação/ Descrição:	É INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS, ATUANDO COM EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA NAS SUPERFÍCIESDOS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, CANULADOS, ODONTOLÓGICOS, INALATÓRIOS, ENDOSCÓPIOS E LABORATORIAIS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ALFA AMILASE, LIPASE, PROTEASE, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONSERVANTES, NONYILFENOL ETOXILADO 9,5, ESTABILIZANTES, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA DEIONIZADA; ATIVIDADE AMIOLÍTICA MÍNIMA: 0,01 UA.ML-1.MIN.-1; ATIVIDADE PROTEOLÍTICA MÍNIMA: 0,09 UP.ML-1.MIN.-1; TEOR DE TENSOATIVO NÃO IÔNICOS 2,0% P/P; FAIXA PH PRODUTO DILUÍDO: 7,0 A 8,5; ÁGUA TRATADA PARA DILUIÇÃO: pH 5,0 A 7,0, CONDUTIVIDADE:0 A 4,0 US/CMA. uso manual: 5 ml do produto para 1litro água tratada, na temperatura (30°C a 40°C) uso automatizado: 3 ml do produto para 1 litro de água tratada, na temperatura (40°C a 50°C).
Embalagem	FRASCO DE 250ML OU 500ML OU 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA: Relatório de análise	3.3204.0006.001-9 PARA AS EMBALAGENS: FRASCO DE 250ML, 500ML, 1 LITRO 3.3204.0006.002-7 PARA A EMBALAGEM DE GALÃO DE 5LITROS Segue junto com nota fiscal

ELIPLAC Solução Evidenciadora de Placa	
NOME:	**ELIPLAC**
Classificação/ Descrição:	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA NOME: ELIPLAC CLASSIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO EVIDENCIADORADE PLACA BACTERIANA, A BASE DE FUCSINA BÁSICA 0,7%, PARA USO TÓPICO. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA, A BASE DE FUCSINA BÁSICA 0,7%, PARA USOTÓPICO. Apresentação: LÍQUIDO Composição: FUCSINA BÁSICA 0,7%; ÁLCOOL 96º E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	FRASCOCOM 10ML
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920002
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

E.D.T.A. Trissódico Gel 24% Agente Quelante	
NOME:	**E.D.T.A. Trissódico Gel 24%**
Classificação/ Descrição:	EDTA TRISSÓDICO NA FORMA DE GEL, NA CONCENTRAÇÃO DE 24%, INDICADO PARA FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, NO CONDICIONAMENTO DA RAIZ EM CIRURGIA PERIODONTAL, COMO COADJUVANTE NARASPAGEM DASUPERFÍCIE RADICULARE PARA AUXÍLIO NA LIMPEZA DE CONDUTOS QUE IRÃO RECEBER A CIMENTAÇÃO DE PINOS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	GEL
Composição:	ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ÁGUA DEIONIZADA E ESPESSANTE.
Embalagem	BLISTER CONTENDO: 2 SERINGAS COM 3G. ACESSÕRIOS: 2 BICOS APLICADORES METÁLICOS AUTOCLAVÁVEIS
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920023
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO Agente Quelante	
NOME:	**E.D.T.A. TRISSÓDICO LÍQUIDO SOLUÇÃO A 17%**
Classificação/ Descrição:	E.D.T.A. TRISSÓDICO LÍQUIDO, AGENTE QUELANTE, INDICADO PARA FACILITAR A INSTRUMENTAÇÃO ENDODÔNTICA, NO CONDICIONAMENTO DA RAIZ EM CIRURGIA PERIODONTAL, COMO COADJUVANTE NA RASPAGEM DA SUPERFÍCIE RADICULAR E PARA AUXÍLIO NA LIMPEZA DE CONDUTOS QUE IRÃO RECEBER A CIMENTAÇÃO DE PINOS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO TRISSÓDICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	FRASCOCOM 20ML.
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920007
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

ENDO PTC CREME Material auxiliar na instrumentação de canais radiculares	
NOME:	**ENDO PTC CREME**
Classificação / Descrição:	AUXILIAR NO PREPARO QUÍMICO-MECÂNICO DO CANAL RADICULAR, PARA SER UTILIZADO ALTERNADAMENTE COM AS SOLUÇÕES DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. (LÌQUIDO DE DAKIN OU LÍQUIDO DE MILTON) (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	CREME
Composição:	PERÓXIDO DE HIDROGENIO, URÉIA, POLISSORBATO 80, POLIETILENOGLICOL.
Embalagem	FRASCO DE 25G
Prazo de Validade	12 MESES
Registro ANVISA:	80117920014
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

EUCALIPTOL Solvente de Gutta-Percha	
NOME:	**EUCALIPTOL**
Classificação / Descrição:	SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA, AUXILIANDO NA REMOÇÃO DE OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, COM PUREZA MÍNIMA DE 98%.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	EUCALIPTOL
Embalagem	1 FRASCO COM 10ML
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920009
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

EUGENOL Material Restaurador Provisório	
NOME:	**EUGENOL**
Classificação/ Descrição:	EUGENOL, COM PUREZA MÍNIMA DE 99%É UTILIZADO EM REAÇÃO COM O ÓXIDODE ZINCO, EM VÁRIAS OPERAÇÕES DENTAIS, TAIS COMO PROTEÇÃO DO COMPLEXO DENTINA-POLPA (FORRAMENTO), CURATIVO ANODINO AUXILIAR DA RECUPERAÇÃO DA POLPA INFLAMADA, RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS, OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES, AGENTE DE CIMENTAÇÃO TEMPORÁRIA OU PERMANENTE DE INCRUSTAÇÕES, COROAS OU PONTES FIXAS E CIMENTOS CIRÚRGICOS.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	EUGENOL U.S.P. (99 A 100,5%).
Embalagem	1 FRASCO COM 20ML
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920003
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GEL CLÍNICO INCOLOR Gel para procedimento clínico	
NOME:	**GEL CLÍNICO**
Classificação / Descrição:	GELPARA ULTRASSOM; GEL PARARESSONANCIA MAGNÉTICA; GEL PARA FISIOTERAPIA; GEL PARA CASA DE ESTETICA E MASSAGEM. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	GEL
Composição:	CARBOPOL 940, ÁGUA DEIONIZADA, NS 540.
Embalagem	GALÃO DE 5 KG OU FRASCOCOM 1KG OU FRASCO COM 300G
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117929003
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GERMICIDAL Quartenário de amônio de 5ª geração e biguanida PHMB	
NOME:	**GERMICIDAL(BASE DE QUATENARIO DE AMONIO DE 5ª GERAÇÃO E BIQUANIDA)**
Classificação / Descrição:	DESINFETANTAE HOSPITALAR PARA DESENFECÇÃO DE ARTIGOS E SUPERFÍCIES FIXAS, POIS SUA AÇÃO É DEVIDA À INATIVAÇÃO DE ENZIMAS PRODUTORAS DE ENERGIA. DESINFETANTA GERMICIDA. ALTAMENTE EFICAZ NA DESINFECÇÃO DE INSTRUMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ARTIGOS E SUPERFICIES. SOLUÇÃO A BASE DE QUARTENARIO DE AMONIO E BIGUANIDA. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	PRINCIPIOS ATIVOS, ÁLCOOL PRIMÁRIO ETOXILADO, AGENTE DE CONTROLE DE pH, SEQUESTRANTE E VEÍCULO.
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS.
Prazo de Validad	24 MESES
Registro ANVISA:	3.3204.0007.001-4(1litro) 3.3204.007.002-2(5litros)
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GESSO ORTODONTICO Gesso para uso em ortodontia	
NOME:	**GESSO ORTODONTICO SUPER BRANCO.**
Classificação/ Descrição:	GESSO ALFA SUPER ALVO- ESPECIAL PARA USO EM ORTODONTIA PELA EXCELENTE RESISTÊNCIA À FISSURA. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 35ML / 100G
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CÁLCIO – ALFA HEMIHIDRATADO E ADITIVOS.
Embalagem	SACO DE 1KG OU SACO DE 25KG.
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GESSO COMUM TIPO 2 Gesso de uso odontológico	
NOME:	**GESSO TIPO 2 COMUM**
Classificação/ Descrição:	GESSO BETA – PARA USO ODONTOLÓGICO E PRÓTESEDENTÁRIA DEMENOR RESISTÊNCIA MECÂNICA E DE MAIOR ABSORÇÃO. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 55ML / 100G
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CÁLCIO-GESSO TIPO BETA E ADTIVOS.
Embalagem	SACO DE 1KG OU SACO DE 25KG
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GESSO PEDRA TIPO 3 Gesso de uso odontológico	
NOME:	**GESSO PEDRA**
Classificação / Descrição:	GESSOPARAUSO EM ODONTOLOGIAE PRÓTESE DENTÁRIA. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 37ML / 100G
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CÁLCIO- ALFA HEMIHIDRATADO, PIGMENTOSE ADTIVOS
Embalagem	SACODE 1KG OU 25KG,NAS CORES: AMARELO OU BRANCO.
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GESSO TIPO 4 DENT-MIX Gesso tipo 4 de alta precisão, micro granulado	
NOME:	**DENT-MIX 4**
Classificação/ Descrição:	INDICADO PARA TROQUEIS E TRABALHOS DE ALTA PRECISÃO, INCLUINDO TRABALHOS EM LIGAS METÁLICAS NOBRES E CERÂMICA PURA. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 25ML / 100gr
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CALCIO ALPHA-HEMIHIDRATADO ,PIGMENTOS E ADITIVOS.
Embalagem	POTE DE 1KG OU PACOTE DE 1KG,NAS CORES ROSA SALMÃO OU VERDE
Prazo de Validade	36 MESES
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

ISOLAGESSO Para isolamento de gesso em trabalhos protéticos. Uso nas técnicas convencional e micro-ondas	
NOME:	**ISOLAGESSO**
Classificação / Descrição:	ISOLANTE PARA TROQUEIS E MODELOS EM GESSO (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ÁLCOOL ETILICO, ACETONA, GLICERINA BIDESTILADA E DETERGENTE CATIÔNICO.
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO OU 500ML OU 100ML
Prazo de Validade	18 MESES
Registro ANVISA:	ISENTO

ISOLA-RESINA Isolante	
NOME:	**ISOLA-RESINA**
Classificação/ Descrição:	DEVE SER APLICADO POR MEIO DE UM PINCEL. A APLICAÇÃO PODE SER FEITA NO MODELO QUENTE OU FRIO. PROPORCIONA ISOLAMENTO POR UM LONGO PERÍODO, ISOLAMENTO SEGURO (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ALGINATO DE SÓDIO, CONSERVANTE E ÁGUA DESTILADA.
Embalagem	FRASCO: DE 100ML OU DE 500ML OU DE 1 LTRO.
Prazo de Validade	18 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

ISOLA-RESINA Isolante	
NOME:	**ISOLA-RESINA**
Classificação/ Descrição:	DEVE SER APLICADO POR MEIO DE UM PINCEL. A APLICAÇÃO PODE SER FEITA NO MODELO QUENTE OU FRIO. PROPORCIONA ISOLAMENTO POR UM LONGO PERÍODO, ISOLAMENTO SEGURO (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	ALGINATO DE SÓDIO, CONSERVANTE E ÁGUA DESTILADA.
Embalagem	FRASCO: DE 100ML OU DE 500ML OU DE 1 LTRO.
Prazo de Validade	18 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

LÍQUIDO DE DAKIN Desinfetante antisséptico	
NOME:	**HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%**
Classificação / Descrição:	DESINFETANTE ANTISSEPTICO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5%
	(*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO.
Prazo de Validade	12 MESES
Registro ANVISA:	80117920002
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

ÓLEO CITRICO DE LARANJA	
Solvente de gutta-percha	
NOME:	**ÓLEO CITRICO DE LARANJA**
Classificação / Descrição:	SOLVENTE DE GUTTA-PERCHA, NÃO TÓXICO, AÇÃO RÁPIDA, INÓCUO AOS TECIDOS ADJACENTES E AO DENTE.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	TERPENO DE LARANJA.
Embalagem	FRASCO COM 1OML.
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920018
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

ÓXIDO DE ALUMÍNIO Abrasivo	
NOME:	**ÓXIDO DE ALUMINIO**
Classificação / Descrição:	IDEAL PARA ABRASÃO DE UMA SUPERFICIE ÁSPERA E DURA.
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	ÓXIDO DE ALUMÍNIO ELETROFUNDIDO (Al2O3) #60, #80, #100, #320.
Embalagem	SACOCOM 2 KG OU SACO DE 25KG OU POTE DE 2 KG
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

ÓXIDO DE ZINCO Material restaurador temporário	
NOME:	**ÓXIDO DE ZINCO**
Classificação/ Descrição:	PÓ DE ÓXIDO DE ZINCO P.A. É USADO COMO AGENTE DE RESTAURAÇÃO PROVISÓRIA; AGENTE DE FORRAMENTO DE CAVIDADE; AGENTE PARA CIMENTAÇÃO PROVISÓRIA OU PERMANENTE; AGENTE PARA OBTURAÇÃO DE CANAISRADICULARES OU COMO CIMENTO CIRÚRGICO.
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	PÓ COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO P.A. (99 A 100%).
Embalagem	FRASCO DE 50G DE ÓXIDO DE ZINCO
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920005
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA DE POLIMENTO UNIVERSAL Para polimento	
NOME:	**POLI UNIVERSAL**
Classificação / Descrição:	PARAREMOVER PEQUENOS RISCOS E DAR BRILHO EM CROMO, NÍQUEL-CROMO, PRATA, OURO, LATÃO, RESINAS, METAIS E OUTROS MATERIAIS.
Apresentação:	PASTA
Composição:	ALUMINA CALCINADA, QUARTZO, GOMA XANTANA, CONSERVANTE EMOLIENTE E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA COM 12OG.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.func. ANVISA:	UY54YX53L710
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLI METÁLICA Produtos para polimento	
NOME:	**POLI METÁLICA**
Classificação / Descrição:	PASTAPARA POLIMENTO DE INCRUSTAÇÃO METÁLICAS PORÇÃO METÁLICA DE PRÓTESE RESTAURAÇÕES EM GERAL.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA E PEG.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validad e	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920025
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLI PORCELANA Produtos para polimento	
NOME:	**POLI PORCELANA**
Classificação/ Descrição:	PASTA PARA BRILHOMANUAL EM PORCELANA E ESMALTES. RETIRA MANCHAS EXTERNAS DA SUPERFÍCIE DENTAL CAUSADAS, POR EXEMPLO, PELA NICOTINA. PROPORCIONA EXCELENTE POLIMENTO DIVERSAS FINALIDADES.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA E PEG.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920025
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLIER PAST 1 E 2 Produtos para polimento	
NOME:	**POLIER PAST 1 E 2**
Classificação/ Descrição:	PASTA PARA ACABAMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, AMÁLGAMA E ESMALTE.GRANULAÇÃO FINA. POLI 1 EPOLI 2 SÃOPASTAS SEQUENCIAIS PARA ACABAMENTO INICIAL. PROPORCIONA EXCELENTE POLIMENTO ALTO BRILHO. POLI 1 GRANULAÇÃO MEDIA.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA E PEG.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920012
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLI COMPOSTA Produtos para polimento	
NOME:	**POLI COMPOSTA**
Classificação / Descrição:	PASTAPARAPOLIR RESINAS, AUTOE FOTOPOLIMERIZÁVEL. INDICADA APÓS OUSO DAS PASTASPOLIER PAST 1 E POLER PAST 2.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA, PEDRA POMES E PEG.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920025
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLI ACRÍLICA Produtos para polimento	
NOME:	**POLI ACRÍLICA**
Classificação / Descrição:	PARAPOLIMENTO DE ACRÍLICOS EM GERAL, POLIMENTO DE PROVISÓRIOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS REMOVÍVEIS, PRÓTESE TOTAL E TAMBÉM PARA CASOS DE PEQUENOS DESGASTES. PROPORCIONA EXCELENTE POLIMENTO E ALTO BRILHO.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA E PEG.
Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validad e	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117920012
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA POLI DIAMANTADA UNIVERSAL Produtos para polimento	
NOME:	**POLI DIAMANTADA UNIVERSAL**
Classificação/ Descrição:	A PASTA DE POLIMENTO PODE SER EMPREGADA PARA O PRÉ-POLIMENTO OU POLIMENTO EM ALTO BRILHO, EM COMBINAÇÃO COM ESCOVAS, DISCOS OU RODAS DO TIPO: PÊLOS DE CABRA, COURO, FELTRO, ALGODÃO E FLANELA. PARA POLIR PORCELANA, ESMALTE, COMPÓSITOS, RESINA E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES ACRÍLICOS. PROPORCIONA EXELENTE POLIMENTO E ALTO BRILHO.
Apresentação:	SERINGA COM 5G.
Composição:	ALUMINA CALCINADA, PÓ DE DIAMANTE E POLIETILENOGLICOL.

Embalagem	EMBALAGEM UNITÁRIA
Prazo de Validade	24 MESES.
Registro ANVISA:	80117929001
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PASTA PROFILÁTICA SABOR MORANGO Limpeza e polimento dental	
NOME:	**PASTA PROFILÁTICA SABOR MORANGO**
Classificação/ Descrição:	PASTA PROFILÁTICA INDICADA PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO DENTAL (REMOÇÃO DE PIGMENTAÇÕES EXTRÍNSECAS), SEM QUE A INTEGRIDADE DO ESMALTE SEJA COMPROMETIDA (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	PASTA
Composição:	PEDRAPOMES, CARBONATO DE CÁLCIO, ÓXIDO DE ZINCO, PROPILENOGLICOL, GLICERINA BIDESTILADA, SACARINA SÓDICA CORANTE VERMELHO, ÁCIDO CITRICO, ESSENCIA DE MORANGO, LAURAIL SULFATO DE SÓDIO, IRGASAN, GOMA DE XANTANA E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	BISNAGA DE 90G
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117929005
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

PEDRA POMES EXTRA FINA. Material de Acabamento e Polimento	
NOME:	**PEDRA POMES**
Classificação / Descrição:	ESPECIAL PARA PROFILAXIA USO ODONTOLÓGICO.
Apresentação:	PÓ
Composição:	COMPLEXO NATURAL DE SILICATO, CONSTITUIDO PRINCIPALMENTE DE DIOXIDO DE SILICIO AMORFO(SIO2), MASTAMBÉM CONTENDO QUANTIDADES MENORES DE VARIOSOUTROS OXIDOS METALICOS.
Embalagem	POTE DE 100G
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	80117920010
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

REVELA CARIE EM GEL Evidenciador da dentina cariada	
NOME:	**REVELA CARIE EM GEL**
Classificação / Descrição:	É INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA DENTINA CARIADA.
Apresentação:	GEL
Composição:	PROPILENOGLICOL, METILPARABENO, CORANTE VERMELHO, ÁCIDO FOSFORICO 85% E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	CONTENDO 2 SERINGAS DE 3G DE GEL E DUAS AGULHAS DE IRRIGAÇÃO.
Prazo de Validad e	24 MESES
Registro ANVISA:	801179200022
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

REVELA CARIE EM SOLUÇÃO Evidenciador da dentina cariada	
NOME:	**REVELA CARIE EM SOLUÇÃO**
Classificação / Descrição:	É INDICADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA DENTINA CARIADA. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	PROPILENOGLICOL, METILPARABENO, CORANTE VERMELHO, ÁCIDO FOSFORICO 85% E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	FRASCO AMBAR DE 10 ML
Prazo de Validade	24 MESES
Registro ANVISA:	801179200022
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

RODAPARA POLIMENTO Produtos para polimento	
NOME:	**RODA POLIMENTO**
Classificação/ Descrição:	UTILIZADA PARA POLIMENTO E LUSRAÇÃO DE TODOS OS TIPOS DE METAIS, ACRÍLICOS OU PLÁSTICOS. PROPORCIONA ALTO BRILHO TECIDOS DE ALTA QUALIDADE. MATERIAIS DE ALGODÃO BRIM E FLANELA.
Apresentação:	DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS: 4 POLEGADAS – 10CM DE DIÂMETRO OU 5 POLEGADAS – 12,5 CM DE DIÂMETRO OU 6 POLEGADAS – 15 CM DE DIÂMETRO.
Composição:	
Embalagem	EMBALAGEM CONTENDO: 5 PEÇAS.
Prazo de Validade	INDERMINADA
Aut.func. ANVISA:	UYS54YX53L710

SABONETE CREMOSO ANTISSÉPTICO ERVA DOCE Sabonete antisséptico	
NOME:	**SABONETE CREMOSO ANTISSÉPTICO ERVA DOCE**
Classificação/ Descrição:	É UM SABONETE PARA HIGIENIZAR A PELE. RETIRA SUJEIRAS E OUTROS RESIDUOS AJUDANDO A HIGIENIZAÇÃO.FORMULADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE QUE PROTEGEM APELE EVITANDO O RESSECAMENTO MESMO EM CASO DE LAVAGENS SUCESSIVAS. INDICADOPARAO USO DEPROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, TAIS COMO: MÉDICOS ENFERMEIROS, DENTISTAS, ESTETICISTAS ENTRE OUTROS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO CREMOSO
Composição:	SÓDIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCALMIDE DEA, GLYCOL DISTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, POLYQUARTENIUM-7, CUCUMIS SATIVUS EXTRACT, SODIUM CHORIDE, PARFUM, CITRIC ACID, METHYLPARABEN, PROPYLPARABE, TRICLOSAN DISODIUM EDTA, ÁGUA(WATER).
Embalagem	FRASCO: 500ML OU 1 LITRO OU GALÃO: DE 5 LITROS OU DE 20 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES.
Notificado ANVISA:	25351.263055/2018-15
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

SABONETE CREMOSO PEROLIZADO Sabonete hidratante	
NOME:	**SABONETECREMOSO PEROLIZADO COM EXTRATOS BOTÂNICOS ERVA DOCE**
Classificação/ Descrição:	É UM SABONETE DESENVOVIDO COM PRINCÍPIOS ATIVOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA NATUREZA, OS EXTRATOS BOTÂNICOS.SUA FÔRMULA ESPECIAL COM PU NEUTRO, LIMPA A PELE SEM ALTERAR A UMIDADE NATURAL. TEM AÇÃO HIDRATANTE E UMECTANTE DEIXANDO A PELE FRESCA E AGRADAVELMENTE PERFUMADA. USO DIARIO. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO CREMOSO
Composição:	SÓDIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCALMIDE DEA, GLYCOL DISTEARATE, PROPYLENE GLYCOL, POLYQUARTENIUM-7, CUCUMIS SATIVUS EXTRACT, ALGAE EXTRACT, ALOE BARBADENSI EXTRACT CHAMOMILLA RECUTITA EXTRACT, CALENDULA OFFICANILIS ESTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT, SODIUM CLORIDE, DISODIUM EDTA, CITRIC ACID, METHYLPARABEN, PROPYLPARABE, FARFUM, ÁGUA (WATER).
Embalagem	FRASCO: PUMP 500ML OU 1 LITRO OU GALÃO: DE 5 LITROS OU DE 20 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES.
Notificado ANVISA:	25351.12551/2007-15
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

SOLUÇÃO DE MILTON Desinfetante hipoclorito de sódio 1,0%	
NOME:	**SOLUÇÃO DE MILTON**
Classificação/ Descrição:	UTILIZADO NO PREPARO DOS CANAIS RADICULARES, DESINFETANTE E ANTISSEPTICO EM PROCEDIMENTOD ODONTOLOGICOS. TEM AÇÃO DE SOLVENTE SOBRE A MATÉRIA ORGÂNICA, CLAREADOR, DESODORIZANTE E ATIVIDADES ANTIBACTERIANA. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	HIPOCLORITO DE SÓDIO, ESTABILIZANTE E ÁGUA DEIONIZADA.
Embalagem	FRASCO DE 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS.
Prazo de Validade	12 MESES
Registro ANVISA:	80117920001
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

STEEL CLEAN – ASFER **D**etergente	
NOME:	**STEELCLEAN**
Classificação / Descrição:	INDICADOPARA INSTRUMENTO DE AÇOINOX CUJA SUPERFICIE ESTEJA MANCHADA DEVIDO AO EXCESSO DE CALOR CAUSADO POR FOGO, ESTUFAS OU EM SUPERFÍCIES, OXIDADOS PELO TEMPO E USO CONTINUO. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	TENSOATIVO ANIONICO, ÁCIDO INORGANICO, CORANTE E VEÍCULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR DE ALQUIL, BENZENO SULFÔNCO, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL.
Embalagem	FRASCO DE 500 ML
Prazo de Validade	24 MESES.
Notificado ANVISA:	25351055039/2010-95
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

SOLV-ALGINATO Solvente	
NOME:	**SOLV-ALGINATO**
Classificação/ Descrição:	SOLUÇÃO PRONTA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DEDILUÍ-LO, DESENVOLVIDO PARA FACILITAR NO TEMPO DE TRABALHO DA LIMPEZA DE ESPÁTULAS E MOLDEIRAS.PARADISSOLVER ESTA CASCAENDURECIDA DE ALGINATO LEVARÁALGUMAS HORAS A MAIS, MAS PODERÁ SER RETIRADA E DESCARTADA E O LÍQUIDO PODERÁ SER USANDO PARA A LIMPEZA DE OUTRAS ESPÁTULAS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	SAL BÁSICO, SACARILNA SÓDICA, CONSERVANTE E ÁGUA DESTILADA.
Embalagem	FRASCO: DE 250ML OU DE 1 LITRO OU GALÃO 5 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

SOLV-CERA Facilita na limpeza onde houver impregnação de ceras.	
NOME:	**SOLV-CERA**
Classificação / Descrição:	PRODUTODESENVOLVIDOPARA DISSOLVER E AUXILIAR NA REMOÇÃO DE CERAS E GORDURAS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, SOLUÇAO A PRONTO USO.
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	HIDROCARBONETO ALIFÁTICOS.
Embalagem	FRASCO DE 500ML
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.

SOLV-GESSO Solvente	
NOME:	**SOLV-GESSO.**
Classificação / Descrição:	DISSOLVENTE PARA LIMPAR E AMOLECER O GESSO ENDURECIDO EM MOLDEIRAS E OUTROS UTENSÍLIOS. (*) **PRODUZIDO COM ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA**
Apresentação:	LÍQUIDO
Composição:	SAL BÁSICO, ÁGUA, DESTILADA.
Embalagem	FRASCO:DE 250ML OU DE 1 LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS.
Prazo de Validade	24 MESES
Aut.Func. ANVISA:	UY54YX53L710

(*) COMENTARIO **ÁGUA ULTRAPURA COM OSMOSE REVERSA** Quimicamente pura e isenta de sais solúveis. (produção propria no conceito AWT- Asfer Water Tech)	
NOME:	**ÁGUA ÁGUA ULTRAPURA**
Classificação/ Descrição:	- TELEMETRIA (MONITOR COM ACOMPAMHAMENTO EM TEMPO REAL,COM GARANTIA DE SEGURANÇA E ESTABILIDADE). - SENSORES DE ALTO PADRÃO (COM ALARME). - PROCESSO DE OXIDAÇÃO AVANÇADA (AOP). - CILINDROS CATIONICO, ANIONICO E CARVÃO. - LAMPADAS UV DE PONTA A PONTA (ELIMINANDO MICROORGANISMOS). - FILTRO DE BAIXO MICRONS (ELIMINANDO RESIDUOS SOLIDOS). - ISENTA DE CLORO, FLUORETO E SAIS SOLUVEIS. - PORTARIA DE POTABILIDADE Nº 888. - pH (5,00 a 7,00) LEVEMENTE ACIDO A NEUTRO. - CONDUTIVIDADE ATÉ 1 µS/cm.

GESSO PEDRA CREME (GESSO RIO) Gesso de uso odontológico	
NOME:	**GESSO PEDRA CREME**
Classificação/ Descrição:	GESSOPARAUSO EM ODONTOLOGIAE PRÓTESE DENTÁRIA. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 33ML / 100G
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CÁLCIO- E ADITIVOS
Embalagem	SACO DE 1KG
Prazo de Validade	5 ANOS
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal

GESSO RIO ESPECIAL IV (GESSO RIO) Gesso de uso odontológico	
NOME:	**GESSO RIO ESPECIAL IV**
Classificação/ Descrição:	GESSOPARAUSO EM ODONTOLOGIAE PRÓTESE DENTÁRIA. RELAÇÃO ÁGUA E PÓ: 24 a 27 ml / 100G
Apresentação:	EM PÓ
Composição:	SULFATO DE CÁLCIO- E ADITIVOS
Embalagem	SACO DE 1KG
Prazo de Validade	5 ANOS
Registro ANVISA:	PRODUTO ISENTO DE REGISTRO.
Relatório de análise	Segue junto com nota fiscal


EMPRESA
ISO 9001:2015
CERTIFICADA


QUALIDADE
ASSEGURADA


Somos
1
Saúde Única