ASFER
QUÍMICA



CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

Há 25 anos, a Asfer transforma conhecimento em soluções de alta qualidade para profissionais exigentes. Com inovação, tecnologia e compromisso com a excelência, desenvolve produtos que oferecem segurança, desempenho e confiança em cada aplicação.

ASFER
QUÍMICA

Somos uma empresa com tradição, confiança e olhar para o futuro!



A Asfer Química é uma empresa que atua no mercado há 25 anos oferecendo a seus clientes os melhores produtos nas áreas de Odontologia, Radiologia, Joalheria, Cosmético e Saneantes.

Atenta às mudanças do mercado, a Asfer Química busca o crescimento contínuo e vem priorizando a qualidade e buscando acrescentar novos produtos para facilitar aos clientes melhor direcionamento em suas compras.

QUALIDADE
Matérias-primas selecionadas e processos rigorosos.

INOVAÇÃO
Soluções eficientes e tecnologia para cada aplicação.

CONFIANÇA
Relacionamento transparente e parcerias duradouras.

RESPONSABILIDADE
Compromisso com boas práticas e sustentabilidade.

www.asfer.ind.br
(11) 97152-5720
vendas@asfer.ind.br
asferindustriaquimica

ASFER
QUÍMICA

Novo site.
Novas conexões, as mesmas soluções que transformam.



A Asfer Química está com um novo site no ar! Mais moderno, intuitivo e completo, para oferecer a você uma experiência ainda melhor.

Navegue com facilidade, conheça nossos produtos, soluções e fique por dentro das novidades.

Acesse:
www.asfer.ind.br

www.asfer.ind.br (11) 97152-5720 vendas@asfer.ind.br asferindustriaquimica



Dent-Mix Tipo 4

Rosa / Salmão / Verde

Gesso Especial tipo 4 para troqueis, material de alta resistência mecânica e baixa expansão.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote de 1kg
Pacote de 1kg

- Excelente resistência dureza e um mínimo de expansão de preza.
- Para troqueis, e para modelos de implante debaixa expansão.



Gesso Pedra Tipo 3

Branco / Amarelo

Gesso Alfa para uso em odontologia e prótese dentária, excelente resistência mecânica.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote de 1kg
Saco de 25kg

- Para prótese dentária na área odontológica.
- O preferido para a fabricação de dentaduras.
- Apresenta resistência adequada.
- Fácil de remover a prótese, após a sua conclusão.
- Consome menos água.



Gesso Ortodôntico

Branco

Gesso Alfa Super Alvo Especial para uso em ortodontia pela excelente resistência à fissura.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote de 1kg
Saco de 25kg

- Excelente resistência à fissura
- Melhor eliminação de bolhas
- Diminuição na quantidade de poros abertos
- Diminuição no tempo de secagem



Gesso Comum Tipo 2

Branco

Gesso Beta com menor resistência mecânica e maior porosidade.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote de 1kg
Saco de 25kg

- Para construção de dentaduras.
- A expansão da presa é crítica e a resistência que o produto apresenta é Adequada com base no que define os limites de especificação.
- Maior porosidade, excelente custo benefício.




Revestimento Cristobalite Asfer

Revestimento para fundição de precisão, para coroas e pontes confeccionadas com ligas preciosas e não preciosas de baixa fusão.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote de 1kg

- **Para fundições de ligas metálicas de baixa temperatura em metais preciosos como ouro branco, ouro amarelo, prata e outros.**
- **Reprodução mais fiel do tamanho da peça após fundida.**



Revest-Dent Asfer

Revestimento p/ fundição de coroas e pontes confeccionadas com ligas preciosas e não preciosas de baixa fusão.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote de 1kg

- **Para coroas e pontes confeccionadas com ligas preciosas e não preciosas de baixa fusão.**
- **Revestimento à base de gesso de baixa dilatação térmica.**

ASFER QUÍMICA



Revelacarie
Gel

Localiza e possui boa identificação visual da cárie facilitando o trabalho do profissional.

EMBALAGEM UNITÁRIA
com 2 Seringas de 3g

- **Para a identificação da dentina cariada.**
- **Auxilia o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada que deve ser removida.**
- **Preserva a estrutura dental sadia.**



Revelacarie
Solução

Localiza e possui boa identificação visual da cárie facilitando o trabalho do profissional.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com Frasco de 10ml

- **Para a identificação da dentina cariada.**
- **Auxilia o profissional na diferenciação entre a dentina afetada e a dentina infectada que deve ser removida.**
- **Preserva a estrutura dental sadia.**



Deterjol

Utilizada em dentística para limpeza final da cavidade.
Excelente custo x benefício.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco com 250ml

- **Tanto isoladamente como associado a outras substâncias como edta, hidróxido de cálcio ou soda clorada.**
- **Utilizada em dentística para limpeza final da cavidade.**



Óxido de Zinco

Agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.
Multi-uso agente utilizado em diversas aplicações.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco com 50g

- **Agente para obturação de canais radiculares ou como cimento cirúrgico.**
- **Material restaurador temporário.**



Eugenol

Esse material é utilizado em aplicações como cimento cirúrgico.
Multi-uso utilizado em diversas aplicações.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco de 20ml

- **Material de cimentação temporário.**
- **Material de moldagem para dentaduras, em composição de pasta para selar canal.**
- **Curativos temporários para restaurações profundas e etc.**



Eucaliptol

Atividade anti-bacteriana
Causa pouca irritação
Sensação de frescor

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco 10ml

- **Utilizado na entrada do conduto radicular para que amoleça o cone de gutta percha**
- **Pouco irritante e**
- **Apresentando atividade anti-bacteriana.**
- **É incolor e de odor aromático de eucalipto, traz a sensação de frescor.**



Eliplac

Solução evidenciadora da placa Bacteriana.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco 10ml

- **Auxilia na localização e visualização da placa bacteriana**
- **Ativo é a fucsina básica que propicia uma coloração avermelhada à placa bacteriana, diferenciando a mesma dos dentes e tecidos.**
- **Facilita a localização da placa bacteriana, mesmo em dentes aparentemente limpos, e favorece a instrução de higienização.**



Gel Clínico
Incolor Asfer

Gel para ultrassom;
Gel para Ressonância Magnética;
Gel para Fisioterapia Medicina;
Gel para Casa de Estética e Massagem.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Galão 5 Litros
Frasco com 1kg

- **Gel para meio de contato, Utilizado para:**
  - **Ultrassom;**
  - **Ressonância magnética;**
  - **Fisioterapia;**
  - **Medicina;**
  - **Estética;**
  - **Massagem.**
  - **Conduz impulsos de aparelhos de ultrassom e ressonância magnética.**



Pasta Profilática

Indicada para utilização nos procedimentos de limpeza, manchas, remoção de detritos, placas bacterianas e polimento.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Bisnaga de 90g.

- **Utilizada como pasta de polimento inicial para restaurações de resina**
- **Composta de provisórios de resina acrílica**
- **Indicada, como parte do tratamento profissional de profilaxia de doenças periodontais.**



Atac Acid Gel

Ácido fosfórico 37% para esmalte e dentina para melhorar adesão dos materiais.

Somente uso profissional

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringas 2,5ml



Adereprótese

Creme adesivo para dentaduras
Evita o desconforto ao utilizar a dentadura.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Bisnaga
40 gramas.

- **Um filme isolante que ajuda a impedir a entrada de alimentos entre a dentadura e a gengiva.**
- **Evita o desconforto e o desenvolvimento de bactérias que causam o mal hálito.**



LANÇAMENTO

Asfer DAM - Barreira Gengival Fotopolimerizável

Desenvolvida para oferecer isolamento eficiente, seguro e confiável em todos os seus procedimentos.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 2g

- **Isolamento eficiente e preciso — Proteção completa contra irritação por contato direto**
- **Fácil aplicação — Ponteira aplicadora incluída para controle total**
- **Remoção simples — Polimeriza facilmente e remove sem deixar resíduos**
- **Economia de tempo — Melhor rendimento operacional em cada procedimento**




Óleo Cítrico de Laranja

Super solvente sabor e odor agradável óleo de laranja.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco de 10ml

- Para tratamento endodôntico.
- Como solvente dos cones de gutta-percha e dos cimentos obturadores.
- Auxilia na desobturação de canais radiculares na necessidade de realizar o retratamento destes canais.



Acitricum

Solução de Ácido Cítrico 10% para canais radiculares e endodônticos, material para desinfecção e obturação de canal radicular.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 100ml + Seringa c/ 10 pontas

- Indicado para auxiliar no preparo químico-mecânico
- Promove a limpeza dos túbulos dentinários.
- Permite a penetração da medicação intracanal e do material de obturação.




Edta Agente Quelante

Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica, principalmente dos condutos atresiados e para melhorar a qualidade da cimentação dos núcleos, removendo a “smear layer” do interior dos condutos preparados.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco 20ml

- Remoção da "smear layer", facilitando a penetração de agentes aditivos ou cimentos no interior dos canalículos dentinários.
- Facilitação da entrada de limas para instrumentação endodôntica em condutos avariados.



Endo PTC Creme

Produto desenvolvido e testado para o preparo químico do canal.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 1 Frasco 25g

- Usado no preparo químico-mecânico dos canais radiculares.
- Auxilia na instrumentação dos canais radiculares
- Facilitando a remoção dos resíduos dentinários da cavidade pulpar.
- Facilita o deslizamento das limas endodônticas e evita a sua quebra dentro dos canais.



Edta Gel 24%

Dissódico
Excelente custo x benefício
Facilita a instrumentação

EMBALAGEM UNITÁRIA
Com duas Seringas de 3g
+ 2 bicos

- **A forma em gel a 24% não escorre, sendo útil tanto na instrumentação endodôntica quanto na descontaminação da superfície radicular.**
- **Indicado para facilitar a instrumentação endodôntica e no condicionamento da raiz dentinária, como auxiliar na raspagem e para auxílio na limpeza de condutos que irão receber a cimentação de pinos.**



LANÇAMENTO

Asfer Glass Foto Cor A3

Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável desenvolvido para otimizar o tempo de cadeira do dentista sem abrir mão da qualidade, oferecendo precisão, segurança e eficiência no dia a dia clínico.

EMBALAGEM UNITÁRIA
1 unidade (Seringa ou Frasco)
Armazenamento: 15°C a 25°C
Validade: 24 meses

- **Aplicação direta e simplificada na cavidade dental.**
- **Endurecimento rápido: polimerização completa em apenas 20 segundos.**
- **Compatível com fotopolimerizadores odontológicos padrão (luz azul de alta intensidade).**
- **Excelente adesão à estrutura dental.**

ASFER
QUÍMICA



Cera Prótese

Fixa Regular – Lata

Cera para escultura com propriedades plástica e elástica.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Lata com 45g
nas cores verde e azul

- **Devido suas propriedades plástica e elástica, ela permite esculpir tanto pela metodologia por adição de cera como por subtração de cera.**
- **Totalmente calcinável, ela é empregada para o procedimento chamado de cera perdida.**



Cera Prótese Fixa Azul

Regular – Bastão

Cera para escultura com propriedade plástica e elástica.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote com 12 Bastões

- **Devido suas propriedades plástica e elástica, ela permite esculpir tanto pela metodologia por adição de cera como por subtração de cera.**
- **Totalmente calcinável, ela é empregada para o procedimento chamado de cera perdida.**



Cera Pegajosa

Multifuncional, utilizada para unir e estabilizar temporariamente peças a soldar.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote com 20 Bastões

- **Mistura entre cera branca de abelhas e resina procedente da seiva de algumas árvores.**
- **Utilizada para unir e estabilizar temporariamente peças a soldar.**
- **Multifuncional quando se trata de unir, colar, prender ou conectar.**



Cera Plana Sete

Cor Rosa e Branca

Medida por Lâmina
13,5 x 69 x 1mm Espessura

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 18 Lâminas
Caixa com 140 Lâminas

- **Para registro de mordidas**
- **Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.**
- **Pode ser refundida sem perder suas propriedades.**
- **Usado para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.**



Cera Plana Nove

Cor Rosa

Cera para registro de mordidas. Tem a mesma Finalidade de cera 7, por possuir textura mais firme é usada por profissionais que exigem uma moldagem com mais precisão, geralmente na odontologia. Disponível na cor Rosa.

Medida por Lâmina:
13,5 x 69 x 1mm Espessura

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 18 Lâminas

- **Para registro de mordidas**
- **Usada em moldagens de oclusão inicial ou primeira tomada de mordida.**
- **Pode ser refundida sem perder suas propriedades.**
- **Usado para confecção de roletes de oclusão e escultura gengival das próteses totais e parciais removíveis.**



Cera Plana Utilidade

Macia e Boa adesão
Laminas Plastificada
Pode ser Refundida sem perder as propriedades

Medida por Lâmina:
13,5 x 69 x 5mm Espessura

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 5 Lâminas

- **Auxilia na elaboração de próteses dentárias**
- **Auxilia no ajuste de moldeira e ajuste de modelos em articulador.**
- **Pode ser aplicada como proteção das gengivas no uso de aparelhos ortodônticos dependendo do profissional.**



Cera Articulação

Macia
Boa adesão
Laminas Plastificada

Medida por Lâmina:
13,5 x 69 x 5mm Espessura

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 5 Lâminas

- **Usada para alívio de contatos prematuros ou retenções na moldagem**
- **Também para medir a altura da articulação do paciente.**
- **Ideal para ortodontia. Indicado para montagem de modelo articulador.**



Cera Escultura Roach

Para escultura de armação de PPR.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Bloco de 170g

- **Blocos disponíveis nas cores:**
  - **Azul**
  - **Vermelha**
  - **Verde**



Cera Ortodôntica

Flexível
Macia
Proteção Eficaz
Evita Ferimentos causado pelo aparelho.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 20 Bastões

- Cera para proteção dos amarilhos ortodôntica branca.
- Por ser transparente, não é prejudicial à estética.
- Indicada para colação no amarilho e bracket dos aparelhos fixos.
- Auxilia na proteção dos lábios contra choques e protege a boca e as bochecha de feridas ocasionadas pelo bracket.

Cera com Canaleta para Modelagem

Cera Periférica – Número 6

Azul ou Branco
Flexível
Macia
Proteção Eficaz
Evita Ferimentos
causado pelo aparelho

Medida:
22,5 x 5mm Diâm. cada bastão



EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 40 Bastões

- Cera com canaleta para moldagem em bastão
- Cria retenção, evitando o deslocamento do alginato e formação de bolhas na porção periférica da moldagem.
- Utilizada para individualização e selamento da borda da moldeira.

Cera Periférica

Número 7

Rosa
Flexível
Macia
Proteção Eficaz
Evita Ferimentos
causado pelo aparelho

Medida:
22,5 x 7mm Diâmetro
Cada Bastão



EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 28 Bastões

- Cera com canaleta para moldagem em bastão
- Cria retenção, evitando o deslocamento do alginato e formação de bolhas na porção periférica da moldagem.
- Utilizada para individualização e selamento da borda da moldeira.

ASFER QUÍMICA



Kit Cera 4 Cores
Multicores

Para enceramento progressivo, fazendo o formato do dente modelando com a cera.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote com 20 Bastões

- **Disponível por pote**
  5 bastões na cor azul
  5 bastões na cor verde
  5 bastões na cor vermelha
  5 bastões na cor amarela.

Bloco para Escultura
Micro - Branco



Corte Fácil
Excelente Acabamento

Disponível em:
Micro: 15x15x35mm

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 10 Blocos

- **Para esculpir esculturas de enceramento regressivo;**
- **Fácil de cortar;**
- **Não é quebradiço;**
- **Possui excelente acabamento.**

Bloco para Escultura Macro
Marrom / Branco



Corte Fácil
Excelente Acabamento

Disponível em:
Macro 20x20x40mm.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Caixa com 12 Blocos

- **Para esculpir esculturas de enceramento regressivo;**
- **Fácil de cortar;**
- **Não é quebradiço;**
- **Possui excelente acabamento.**

ASFER
QUÍMICA



Isolagesso

Proporciona isolamento por um longo período
Isolamento Seguro

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 500 ml
Frasco 100 ml

- **Isolante para troquéis e modelos em gesso.**
- **Permite um isolamento seguro de cera sobre cera, cera sobre películas de espaçadores (esmaltes) e outras técnicas.**



Isola-Resina

Proporciona isolamento por um longo período
Isolamento Seguro

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 500 ml
Frasco 100 ml

- **Isolante para resinas.**
- **Deve ser aplicado por meio de um pincel.**
- **A aplicação pode ser feita no modelo quente ou frio.**



Redutor de Tensão Superficial

Especialmente desenvolvido para ser aplicado em moldagens, acilitando o escoamento do gesso e eliminando a formação de porosidades em áreas críticas do modelo.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 500 ml
Frasco 100 ml

- **Utilizado sobre os modelos Em cera. Conhecido como Anti-bolha.**



Branco de Espanha

Especial para profilaxia odontológica.
Pó abrasivo finamente dividido.
Dureza relativamente baixa.
Medida por Lâmina:
13,5 x 69 x 1mm Espessura

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg
Pote 200g

- **Indicado para polimento de esmaltes, restaurações em ouro, amálgamas e resinas.**



Óxido de Alumínio

Branco – Alta Densidade

Malhas 60, 80, 100 e 320 Mesh
Produto extremamente abrasivo

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote 2kg
Pacote 2kg
Saco 25kg

- **Utilizado no aparelho de jateamento.**
- **Indicado para a retirada do excesso de revestimento calcinado em peças confeccionadas em metal.**
- **Ideal para a abrasão de superfície áspera e dura, por ser um abrasivo de alta dureza e resistente a altas temperaturas.**



Bicarbonato de Sódio

Alta pureza e granulometria super fina que proporciona jateamento amplo para profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana.
Um dos produtos campeão de venda.
Ótimo Custo x Benefício.
Sabores: Morango, Menta e Natural

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote 250g
Caixa com 15 Sachês 40g

- **Utilizado em jateamento pelo profissional para a remoção de placas bacterianas, em função das dificuldades dos pacientes em fazer uma escovação.**
- **Compatível com a saúde dental. Alta pureza e granulometria super fina que proporciona jateamento amplo para profilaxia bucal.**



Pasta Polimento Universal

Pasta para polimentos, utilizada para dar brilho e remoção de pequenos riscos.
Proporciona Excelente Polimento
Alto brilho

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pasta 120g

- **Para remover pequenos riscos e dar brilho em cromo, níquel-cromo, prata, ouro, latão, resinas e metais e outros materiais.**
- **A pasta de polimento pode ser empregada para o pré-polimento ou polimento em alto brilho, em combinação com escovas, discos ou rodas do tipo: pêlos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela.**



Pasta Poli Diamantada Universal

Proporciona Excelente Polimento
Alto brilho.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g

- **Para polir porcelana, esmaltes, compósitos, resina e outros materiais restauradores acrílicos.**
- **A pasta de polimento pode ser empregada para o pré-polimento ou polimento em alto brilho, em combinação com escovas, discos ou rodas do tipo: pêlos de cabras, couro, feltro, algodão e flanela.**



Pasta Polier Past I e II

Pasta para acabamento de resina fotopolimerizável, amálgama e esmalte.
Granulação fina.

Proporciona
Excelente polimento
Alto brilho

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g

- **Poli i e poli ii são pastas sequenciais para acabamento inicial.**
- **Poli i granulametria média, pasta sequencial para acabamento inicial.**
- **Indicada para resina fotopolimerizável, amálgama e esmalte. E também para polimento em esmalte após a retirada de brackets.**



Pasta Poli Composta

Indicada após o uso das pastas Polier Past 1 e Polier Past 2.

Proporciona
Excelente polimento
Alto brilho

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g

- **Para polir resinas, auto e fotopolimerizável.**



Pasta Poli Acrílica

Para polimento de acrílicos em geral, polimento de provisórios, aparelhos odontológicos removíveis, prótese total e também para casos de pequenos desgastes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g

- **Proporciona excelente polimento;**
- **Alto brilho.**



Pasta Poli Metálica

Pasta para Polimento de
Incrustações Metálicas
Porção Metálica de próteses
Restaurações em geral.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g



Pasta Poli Porcelana

Pasta para polimento de IN/ON lays,
metalocerâmica e limpeza profissional
de dentes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Seringa 5g

- **Para brilho manual em porcelana e esmaltes.**
- **Retira manchas externas da superfície dental causadas, por exemplo, pela nicotina.**
- **Proporciona excelente polimento diversas finalidades.**



Roda para Polimento

Proporciona Alto Brilho
Tecidos de Alta Qualidade
Materiais: Algodão, Brim e Flanela

DISPONÍVEL NOS TAMANHOS
4" Polegadas – 10cm de diâmetro
5" Polegadas – 12,5cm de diâmetro
6" Polegadas – 15cm de diâmetro

- **Utilizadas para polimento e lustração de todos os tipos de metais, acrílicos ou plásticos.**



Massa Cromopol
Úmida – Branca

Utilizada para polimento em metais como
alumínio, aço inox e até plásticos.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Barra



Massa Trípoli
Marrom

Utilizada para remover riscos e dar brilho em metais.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Barra



Massa de Rouge
Branco / Vermelho

Massa para polimento final.
Para dar brilho em metais e lustrar peças em ouro e prata.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Barra 27x80mm



Escova de Robson
Feltro

Para polimento de Resinas e metais
Produzido em Feltro de Alta Qualidade
Excelente Flexibilidade

EMBALAGEM UNITÁRIA
Ø de 25mm
Ø do pino 2,5mm

- **Para fazer a profilaxia dental nas faces oclusais dos dentes.**
- **Utilizada no contra ângulo e indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.**



Escova de Robson
Flanela

Para polimento de Alto Brilho
Produzido em flanela de Alta Qualidade
Excelente Flexibilidade

EMBALAGEM UNITÁRIA
Ø de 25mm
Ø do pino 2,5mm

- **Para fazer a profilaxia dental nas faces oclusais dos dentes.**
- **Utilizada no contra ângulo e indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.**



Escova de Robson
Scott Brite

Para remoção de riscos.
Produzido em Scott Brite de Alta Qualidade.
Excelente Flexibilidade.

Cores: Cinza, Vermelho, Vinho e Mostarda.

- **Para fazer a profilaxia dental nas faces oclusais dos dentes.**
- **Utilizada no contra ângulo e indicada para pré-polimento de resina, podendo ser utilizada com pasta de polimento e óleo mineral.**



Pedra Pomes
Granulometria Fina

Indicado para acabamento e limpeza de trabalho odontológicos.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg
Saco 25kg

- **Para polir restaurações metálicas e próteses.**
- **Indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento de resina acrílica, esmalte dentário, amálgama, ouro coesivo.**



Pedra Pomes
Granulometria Normal

Indicado para acabamento e limpeza de trabalho odontológicos.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg
Saco 25kg

- **Para polir restaurações metálicas e próteses.**
- **Indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento de resina acrílica, esmalte dentário, amálgama, ouro coesivo.**



Pedra Pomes
Extra Fina

Especial para profilaxia, uso odontológico.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote com 100g

- **Para que serve?**
  Pura ou com água pode ser utilizada para polir restaurações metálicas e próteses.
- **Pra que Usar?**
  Indicado como abrasivo e empregado na limpeza e no polimento de resina acrílica, esmalte dentário, amálgama, ouro coesivo.



Bórax

Utilizado para Solução que da Brilho em modelos

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg
Pote 100g

- **Utilizado na preparação da solução para dar brilho em modelos de gesso.**
- **Fluxante para fundição de metais, retira impurezas durante a fundição, ajuda na fusão abaixando a temperatura.**

ASFER QUÍMICA



Germicidal

Desinfetante Germicida.
Altamente eficaz na Desinfecção de Instrumentos Médicos, Hospitalares, Artigos e Superfícies. Solução a base de quaternário de amônia e biguanida.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 5 Litros

5ª geração + Biguanida

- **Desinfetante hospitalar para desinfecção de artigos e superfícies fixas, pois sua ação é devida a inativação de enzimas produtoras de energia.**
- **Desnaturação de proteínas celulares essenciais e ruptura de membrana celular.**
- **Elimina germes e bactérias, que traz riscos de contaminação à saúde humana. Age por sinergismo do quaternário de amônio e álcool.**



Steel Clean

Possui Ácido que corrói o Ferrugem em Instrumentais de Inox.
Recupera Manchas causadas pelo fogo

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 500ml

- **Para limpeza e recuperação de instrumental de inox, que esteja manchado devido o excesso de calor causado pelo fogo, estufas, superfícies quentes ou oxidados pelo tempo de uso contínuo.**
- **Limpa, remove manchas e corrosão. Uso profissional.**



Clave Clean

Para limpeza das tubulações de autoclaves que estão incrustadas de sujeira ou acúmulo de sais devido a esterilização.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pote 30g

- **Produto indicado para limpeza de aparelhos de autoclave.**
- **Remove depósitos orgânico minerais desincrustando câmaras, válvulas e tubulações.**



Aço Inox Clean
Multiuso

Protege contra a oxidação, contra sujeiras e manchas.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Galão 5 Litros
Frasco 1 Litro

- **Para inox;**
- **Emulsão lubrificante para articulações;**
- **Limpa e adiciona brilho no instrumental de inox.**



Hipoclorito de Sódio 1%

Desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos.

EMBALAGEM UNITÁRIA
5 Litros
Frasco 1 Litro
Frasco 100 ml

- **Classificado como saneante, o hipoclorito de sódio 1% é um desinfetante para superfícies fixas e artigos não críticos.**



Deter Asfer

Detergente Neutro, para laboratórios e cozinha industrial, bem como piso e paredes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Galão 5 Litros
Galão 20 Litros

- **Detergente neutro com grande poder removedor de sujeiras destinado à limpeza de materiais de uso hospitalar.**
- **Utilizar em utensílios de laboratório e cozinha industrial, bem como piso e paredes.**



Detergente Enzimático
3 Enzimas

Utilizado na limpeza e remoção de resíduos orgânicos de artigos e instrumentos odontológicos.
Fácil Manuseio
Desinfecção Garantida e Ação Rápida

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 250ml
Frasco 500ml
Frasco 1 Litro
Frasco 5 Litros

- **Utilizado para limpeza e remoção de resíduos orgânicos.**
- **O processo de limpeza remove o material orgânico acumulado, como sangue, saliva, óleos, gorduras, muco, secreções e etc.**

DESINFECÇÃO E LIMPEZA



Fita Teste para Ácido Peracético Thech-Test 2000 ppm

O Thech-Test 2000 ppm é uma solução avançada para otimizar o controle de qualidade em ambientes que exigem desinfecção de alto nível. Trata-se de um método seguro e confiável para a determinação semiquantitativa de ácido peracético, ideal para monitorar as concentrações das soluções utilizadas na área de trabalho e garantir que o processo de esterilização seja eficaz.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco com 30 fitas indicadoras

- **Principais Benefícios:**
  Rapidez na Análise: Resultados precisos obtidos em apenas alguns segundos, reduzindo o tempo de espera no fluxo de trabalho.
  Confiança no Processo: Permite identificar o residual de ácido peracético após a desinfecção, assegurando a segurança tanto do profissional quanto do paciente.
  Praticidade e Durabilidade: Embalagem prática com 30 fitas e validade estendida de 2 anos.

- **Modo de Uso Simples:**
  Insira a parte reativa da fita na solução por 3 segundos e retire.
  Aguarde 5 segundos e compare a cor da fita com o gabarito impresso no rótulo.
  Mantenha a tampa fechada após o uso e armazene em local fresco e seco para preservar a integridade das fitas.



Ácido Peracético Thech Voxilon AN 1L

4 em 1 – esporicida, bactericida, virucida e fungicida.
Ácido peracético 0,2%.
A Asfer Química tem o prazer de anunciar que está comercializando o VOXILON AN, um desinfetante de alta potência desenvolvido para atender aos mais exigentes padrões de desinfecção em ambientes médico-hospitalares.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 litro

- **Principais características:**
  Alta eficácia na desinfecção de artigos médico-hospitalares.
  Compatibilidade comprovada com equipamentos sensíveis.

- **Indicado para:**
  Desinfecção de endoscópios, colonoscópios e equipamentos de oxigenoterapia.
  Superfícies através de aerolização.
  Áreas odontológicas, ortodônticas e estéticas, garantindo segurança e rapidez.
  Desinfecção de instalações e equipamentos em indústrias farmacêuticas, laboratoriais e cosméticas.

ASFER QUÍMICA

www.asfer.ind.br (11) 97152-5720 vendas@asfer.ind.br asferindustriaquimica

AWT - ASFER WATER TECH

ÁGUA ULTRA PURIFICADA



A Asfer Química trata cada gota como um ativo estratégico. Nossa linha de Água Destilada e Deionizada é o resultado direto da tecnologia exclusiva AWT — Asfer Water Tech: um processo de purificação molecular de alta performance, desenvolvido para entregar um insumo com grau de pureza excepcional. Por meio de osmose reversa avançada, eliminamos sais solúveis, contaminantes orgânicos e inorgânicos, garantindo uma água quimicamente neutra, estável e reproduzível em qualquer condição de uso.

O resultado é um produto que não apenas atende às especificações técnicas mais exigentes — ele as supera. Da indústria farmacêutica aos laboratórios de análise, da eletrônica de precisão aos processos industriais críticos, a água Asfer entrega o que aplicações sérias exigem: máxima confiabilidade, lote após lote. Porque quando o processo não pode falhar, o insumo não pode decepcionar.

PUREZA EXCEPCIONAL
Processo de purificação molecular de alta performance.

TECNOLOGIA EXCLUSIVA AWT
Osmose reversa avançada para máxima eficiência.

CONFIABILIDADE EM CADA LOTE
Qualidade estável e r eproduzível em qualquer condição de uso.

PARA APLICAÇÕES CRÍTICAS
Indústria, laboratórios, farmacêutica, eletrônica e muito mais.



Água Deionizada

Quimicamente pura, isenta de sais solúveis, não injetável.
Utilizada para autoclave.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Galão 5 Litros
Frasco 1 Litro

- **Água purificada pelo processo de troca de íons, isenta de sais solúveis, não injetável, não estéril.**
- **Atende as mesmas finalidades que a água destilada, porém seu uso se estende a finalidades e ou processos que exige uma água purificada que passou pelo processo de deionização.**



Água Destilada

Utilizada em qualquer processo que necessite de água pura isenta de saís solúveis.
Não injetável, não estéril.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Galão 5 Litros
Frasco 1 Litro

- **Pra que Usar?**
  Possui diversas finalidades, dentre elas são: Uso em autoclave, uso em bateria e radiador de automóveis, uso em análises químicas, uso em ferro de engomar, aquariofilia e muitas outras finalidades que exigem água pura isenta de sais solúveis.
- **observação: consumir em até 30 dias após aberta a embalagem, armazenar de forma adequada para amenizar riscos de contaminação.**



Cadinho Cordierita
nº 2.0 – Tipo Berço

Resistente a Altas Temperaturas

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem com 12 Unidades

- Para fundição de ligas metálicas e baixa dilatação resistente a choque térmico.
- A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição.



Cadinho Cordierita
nº 2.5 – Tipo Berço

Resistente a Altas Temperaturas

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem com 12 Unidades

- Para fundição de ligas metálicas e baixa dilatação resistente a choque térmico.
- A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição.



Cadinho Cordierita
nº 3.0 – Tipo Berço

Resistente a Altas Temperaturas

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem com 12 Unidades

- Para fundição de ligas metálicas e baixa dilatação resistente a choque térmico.
- A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição.



Cadinho Cordierita
Cromo Cobalto Sem Friso

Resistente a Altas Temperaturas

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem com 12 Unidades

- Para fundição de ligas metálicas e baixa dilatação resistente a choque térmico.
- A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição.



Cadinho Cordierita

Cromo Cobalto Com Friso

Resistente a Altas Temperaturas

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem com 12 Unidades

- **Para fundição de ligas metálicas e baixa dilatação resistente a choque térmico.**
- **A maneira mais rápida e econômica de produzir uma prótese odontológica metálica é através do processo de fundição.**

ASFER QUÍMICA

www.asfer.ind.br (11) 97152-5720 vendas@asfer.ind.br asferindustriaquimica



Solução de Milton

Utilizado no preparo dos canais radiculares, desinfetante e antisséptico.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Galão 5 Litros
Embalagem 1 Litro
Embalagem 100 ml

- **Classificado como correlato**
- **Desinfetante e antisséptico para procedimentos odontológicos, como irrigação do canal.**
- **Composição à base de hipoclorito de sódio 1%.**
- **Solvente sobre a matéria orgânica;**
- **Clareador;**
- **Desodorizante;**
- **Possui ação anti-bacteriana.**



Líquido de Dakin

Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos, bactericida e fungicida.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Embalagem de 1 Litro.

- **Indicado como antisséptico local para curativo de:**
- **Fungicida;**
- **Utilizado intracanal**
- **Desinfetante e antisséptico em procedimentos odontológicos à base de hipoclorito de sódio 0,5%.**



Álcool 96%

Álcool Etílico Hidratado 96% INPM.
Destinado a limpeza em geral, assistência à saúde.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco com 1 Litro

- **Possui ação contra bactérias, vírus envelopados (por ex. H1n1, coronavírus) micobactérias e fungos.**
- **Utilizados como desinfetantes e antissépticos.**



Álcool 70%

Álcool Etílico Hidratado 70% INPM.
Desinfecção de superfícies fixa em ambiente hospitalar, clínica e farmacêutica, assistência à saúde.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro

- **Possui ação contra bactérias, vírus envelopados (por ex. H1n1, coronavírus) micobactérias e fungos.**
- **Utilizados como desinfetantes e antissépticos.**



Álcool 99%

Álcool Etílico Hidratado 99% INPM.
É destinado a limpeza em geral.
Assistência à saúde.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco com 1 Litro

- **Possui ação contra bactérias, vírus envelopados (por ex. H1n1, coronavírus) micobactérias e fungos.**
- **Utilizados como desinfetantes e antissépticos.**





Sabonete Cremoso Antisséptico Erva Doce

Para higienização de Pele.
Retira sujeiras e resíduos ajudando a eliminar germes e bactérias.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco C/ Válvula Pump – 500Ml
Frasco econômico 1 Litro
Frasco econômico 5 Litros
Frasco econômico 20 Litros

- **Desenvolvido para higienizar a pele;**
- **Ajuda a eliminar germes e bactérias;**
- **Sua formulação é composta por matérias-primas de alta qualidade que protegem a pele;**
- **Evita o ressecamento.**
- **Por ter ação anti-séptica, seu uso é indicado para profissionais da área de saúde, tais como: médicos, enfermeiros, dentistas, esteticistas entre outros, além de ser utilizado na assepsia de ferimento superficiais.**



Gel Alcoólico

Alto rendimento.
Antisséptico e Hidratante.
Comprovadamente Eficaz contra o H1N1/ Gripe e Coronavírus.
A base de Álcool 70°.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 85ml
Frasco 440g
Frasco 880g
Galão 4.400kg

- **Potente higienizador de mãos, eliminando germes e bactérias, com ação hidratante que evita ressecamento da pele.**
- **Foi comprovado pelo ministério da saúde e pela organização mundial da saúde (oms) que é eficaz na prevenção da gripe comum, h1n1 e coronavírus.**



Sabonete Cremoso Perolizado com extratos de Erva-doce

Para higienização de Pele.
Retira sujeiras e resíduos ajudando a eliminar germes e bactérias.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco C/ Válvula Pump – 500ml
Frasco econômico 1 Litro
Frasco econômico 5 Litros
Frasco econômico 20 Litros

- **Sabonete cremoso com ph fisiológico para pele limpa sem alterar a umidade natural da sua pele.**
- **Deixa a pele fresca e agradavelmente perfumada e hidratada.**



Solv Alginato

Solta e dissolve o alginato de espátulas, moldeiras, instrumentos, artigos e outros utensílios.
Dissolve o alginato com muito mais rapidez.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 250ml
Frasco 5L

- **Solução pronta, não havendo a necessidade de diluí-lo, desenvolvido para facilitar no tempo de trabalho da limpeza de espátulas e moldeiras.**
- **Para dissolver esta casca endurecida de alginato levará algumas horas a mais, mas poderá ser retirada e descartada, e o líquido poderá ser usado para a limpeza de outras espátulas.**



Solv Gesso

Solução pronta dissolve com muito mais rapidez. O gesso.
Composto por sal básico e água destilada.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 1 Litro
Frasco 250ml
Frasco 5L

- **Dissolvente para limpar e amolecer o gesso endurecido em moldeiras e outros utensílios.**
- **Produto de uso exclusivamente profissional.**



Solv Cera

Dissolvente de cera.
Remove e Ajuda na remoção de ceras incrustada e gorduras na confecção de próteses com muito mais rapidez.
Solução pronta, não havendo a necessidade de ser diluída.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Frasco 500ml

- **Produto desenvolvido para dissolver e auxiliar na remoção de ceras e gorduras na confecção de próteses dentárias.**
- **Facilita na limpeza aonde houver impregnação de ceras.**

ASFER PLUS

INOVAÇÃO E VISÃO DE MERCADO

A **Asfer Plus** nasce como um marco na evolução da nossa trajetória.
Mais do que uma nova identidade, ela representa a nossa unidade estratégica em **Rio Claro (SP)**, consolidando o compromisso da **Asfer Química** com a inovação constante e a proximidade com as necessidades do mercado.

Esta unidade é o berço de produtos que são **referência em performance e confiança:**



Produtos

Algodão
Qualidade superior para máxima absorção, maciez e segurança.

Gessos Rio
Precisão, resistência e desempenho para resultados confiáveis.

www.asfer.ind.br
(11) 97152-5720
vendas@asfer.ind.br
asferindustriaquimica



Gesso para Ortodontia Orto-Rio

O Gesso Ortodontico Orto – RIO é um material essencial na prática odontológica, especialmente em ortodontia, onde a precisão nas moldagens é crucial para o sucesso do tratamento. Este produto foi desenvolvido para atender às necessidades de profissionais que buscam qualidade e confiabilidade em suas moldagens, garantindo resultados superiores e a satisfação dos pacientes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 2kg

Indicações Clínicas
O Gesso Ortodontico 2kg – RIO é indicado para:
Realização de moldagens para aparelhos ortodônticos.
Confecção de modelos de estudo e de trabalho.
Uso em especialidades como ortodontia e prótese dentária.
É especialmente eficaz em casos de maloclusões e na preparação de modelos para planejamento de tratamentos ortodônticos.



Gesso Comum América Tipo II

O Gesso Comum Tipo II Reforçado da linha Gesso Rio é a solução ideal para profissionais que buscam excelente custo-benefício e eficiência em trabalhos laboratoriais que exigem precisão dimensional controlada. Classificado como um gesso tipo Beta, ele apresenta uma estrutura com maior porosidade, garantindo o equilíbrio necessário entre resistência e facilidade de manipulação.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg

Principais Aplicações:
Construção de Dentaduras: É amplamente utilizado nesta etapa, pois a expansão de presa é crítica e a resistência oferecida pelo produto é perfeitamente adequada aos limites das especificações técnicas exigidas.
Modelos de estudo e trabalhos de montagem que demandam um material confiável e de fácil manuseio.



Gesso Pedra Duranit Tipo III
nas cores creme ou branco

O Gesso Pedra Rio Tipo 3 é a escolha preferencial para a fabricação de próteses dentárias que exigem resistência adequada e alta fidelidade dimensional. Disponível nas versões Branco e Branco Creme, este gesso é reconhecido por sua facilidade de manipulação e pela praticidade na remoção da prótese após a conclusão do trabalho.
Sua formulação de alta pureza (98,4%) garante modelos com excelente dureza e uma baixa expansão de endurecimento (entre 0,2% e 0,3%), o que é fundamental para assegurar o ajuste preciso das peças protéticas.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg

Diferenciais e Benefícios:
Resistência Superior: Desenvolvido para oferecer estabilidade, atinge uma resistência de 3.203 lbs/pol² em apenas 60 minutos, chegando a 6.409 lbs/pol² após 7 dias.
Economia e Agilidade: Possui um baixo consumo de água e um tempo de endurecimento inicial otimizado entre 8 e 13 minutos, acelerando o fluxo de trabalho no laboratório.
Qualidade de Superfície: Proporciona modelos lisos e detalhados, ideais para o planejamento e execução de próteses totais e parciais.



Gesso Especial Tipo IV
nas cores rosa ou verde

O Gesso Rio Especial IV é um gesso pedra de alta performance, desenvolvido especificamente para atender às rigorosas exigências de laboratórios na fundição de ligas metálicas e confecção de troquéis. Sua formulação garante uma reprodução fiel de detalhes com alta resistência mecânica e precisão dimensional, sendo ideal para modelos que requerem estabilidade e dureza superior para garantir o ajuste perfeito de peças protéticas.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg

Diferenciais e Benefícios:
Alta Fidelidade e Precisão: Especialmente indicado para trabalhos onde a baixa expansão de presa é fundamental, como em modelos de implante e troquéis.
Facilidade de Manipulação: Permite um fluxo de trabalho ágil e eficiente, garantindo um preenchimento homogêneo do molde e minimizando falhas técnicas.
Identificação Visual: Disponível nas cores Rosa Salmão e Verde, facilitando a visualização de margens e detalhes anatômicos durante a escultura e o ajuste de próteses.



Revestimento Grafite Revest-rio

Revestimento de alto desempenho desenvolvido especificamente para a indústria joalheira, garantindo excelência e segurança na fundição de ligas nobres. Formulado para atender aos rigorosos critérios técnicos exigidos no trabalho com metais de alto valor, este material assegura uma reprodução fiel de detalhes e uma superfície de acabamento superior para peças de alta joalheria.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg

- **Diferenciais e Benefícios:**
  Fidelidade nos Detalhes: Garante que cada minúcia da escultura original seja transferida com precisão para o metal fundido.
  Alta Performance: Proporciona a resistência necessária durante o processo de queima e injeção, facilitando a desmoldagem da peça após a fundição.
  Versatilidade Profissional: Atende tanto a produção em escala quanto a criação de peças exclusivas que utilizam ligas preciosas de diferentes tonalidades.

Algodão Rolete Soft Plus



Qualidade e Conforto para Procedimentos Odontológicos. Rolo dental feito com 100% de fibras naturais de algodão, garante a máxima absorção, higiene e conforto.

Cada pacote do Solft Plus contém 100 roletes. Venda mínima de uma caixa com 200 pacotes.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 2kg

- **Para que serve?**
  Eleve a qualidade de seus procedimentos odontológicos com um produto confiável e alto desempenho!
- **superabsorvente e higiênico**
- **conforto garantido pelo formato cilíndrico**
- **não estéril**
- **validade de 5 anos**

Branco de Espanha



O Branco de Espanha Extra Fino da linha Branco-Rio é um composto de alta pureza (Carbonato de Cálcio Extra Leve) desenvolvido para profissionais que exigem máxima eficiência e economia em processos de polimento e isolamento. Reconhecido por sua granulometria selecionada, este produto garante um acabamento refinado e uma aplicação versátil em diferentes especialidades laboratoriais e artísticas.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 500g

- **Diferenciais e Benefícios:**
  Fórmula Pura e Eficiente: Composto químico de alta qualidade que garante resultados superiores no brilho final de metais e resinas.
  Alta Performance Profissional: Desenvolvido para oferecer um polimento suave e eficaz sem agredir as superfícies tratadas.
  Excelente Custo-Benefício: Produto econômico com rendimento otimizado para o dia a dia profissional.

Pedra Pomes Fina



A Pedra Pomes Asfer é um insumo abrasivo de alta qualidade, essencial para as etapas de acabamento, limpeza e polimento em diversos setores, com destaque para a odontologia, joalheria e veterinária. Desenvolvida para oferecer eficiência técnica, ela garante superfícies lisas e a preparação ideal para o brilho final em diferentes tipos de materiais.

EMBALAGEM UNITÁRIA
Pacote 1kg

- **Diferenciais e Benefícios:**
  Granulometria Ajustável: Disponível nas opções Fina e Normal, permitindo que o profissional selecione o nível de abrasão mais adequado para a necessidade do trabalho.
  Alta Pureza: Garante um polimento homogêneo sem contaminar as peças ou tecidos tratados.

ASFER
QUÍMICA

QUALIDADE QUE CUIDA E TRANSFORMA

Na Asfer Plus, qualidade vai além dos produtos.
É o nosso compromisso com a vida, com as pessoas,
com os animais e com o meio ambiente.
Por isso, adotamos o conceito de Saúde Única e
seguimos padrões internacionais de gestão para
entregar sempre o melhor.

Somos 1 Saúde Única

Acreditamos que a saúde das pessoas está
conectada à dos animais e ao meio ambiente.
O conceito de Saúde Única nos guia para
promover bem-estar, equilíbrio e sustentabilidade
em tudo o que fazemos.

MEIO AMBIENTE
Respeito e cuidado com o planeta para um futuro sustentável.

PESSOAS
Compromisso com a saúde, segurança e qualidade de vida das pessoas.

ANIMAIS
Atenção e responsabilidade com a saúde e o bem-estar animal.

CERTIFICAÇÃO ISO 9001

Somos certificados pela ISO 9001, norma
internacional que reconhece a excelência do
nosso Sistema de Gestão da Qualidade.
Esse compromisso garante processos eficientes,
produtos confiáveis e a satisfação dos nossos
clientes em cada entrega.

FOCO NO CLIENTE
Entendemos e atendemos suas necessidades com excelência.

MELHORIA CONTÍNUA
Buscamos inovação e aperfeiçoamento todos os dias.

CONFIANÇA
Padrões rigorosos que garantem qualidade e resultados.

Cuidar de pessoas, animais e do planeta
com qualidade e responsabilidade.
Esse é o nosso propósito.

COMPROMISSO que gera valor.

QUALIDADE que transforma.

FUTURO que construímos juntos.



ASFER QUÍMICA

www.asfer.ind.br

(11) 97152-5720

vendas@asfer.ind.br

asferindustriaquimica